

## استخلاص الحمض النووي DNA من خلايا حقيقيات النواة

### مثل *Saccharomtces cerevisiae*

#### الأدوات

- بيئة خميرة YPD (1% yeast extract – 2% peptone – 2% dextrose)
  - مزرعة خميرة نقية yeast
  - تحضير محلول المنظم Harju- buffer
- (1Mm EDTA-10Nm Tris-HCL Ph=8- 100mM NaCl -1% SDS – 2% triton X -100)

- كحول الايثانول –
- الكلوروفورم
- انابيب Eppendorof tubes 1.5 ml
- ماصات دقيقة الالكترونية – TIPS - ماصات معقمة 1ml
- جهاز vortex - جهاز طرد مركزي دقيق Microcentrifuge - حمام مائي 9°م – حمام ثلجي .

#### طريقة العمل

1. نقل 1.5 ml من البيئة السائلة المملحة بالخميرة من ٢٠ - ٢٤ ساعة في بيئة YPD الي امبوبة طرد مركزي دقسة ترسب الخلايا بالطرد المركزي عند سرعة 20,000 لمدة 1-5 دقيقة.
2. يضاف 200µl من Harju- buffer
3. غمر الانابيب في حمام مائي ثلجي من الايثانول لمدة دقيقتين
4. تنتقل الي حمام مائي 9°م لمدة دقيقة
5. تكرر الخطوه ٣-٤
6. Vortex لمدة 30 ثانية.
7. يضاف 200µl من الكلورفورم ثن vortex لمدة دقيقتين .
8. طرد مركزي لمدة 3 دقائق عند سرعة 20,000 في درجة حرارة الغرفة.
9. نقل الطبقة العلوية (الرائق) الي انابيب طرد دقيقة أخرى تحتوى على 400µl من الايثانول الثلجي 100% يتم مزجها بلطق بالفورتكس .
10. تحضن في درجة حرارة الغرفة لمدة 5 دقائق
11. طرد مركزي لمدة 5 دقائق عند 20.000 في درجة حرارة الغرفة.
12. نتخلص من الرائق.
13. يغسل الراسب ب 0.5ml من الايثانول 70%.
14. طرد مركزي لمدة 5 دقائق عند 20.000 في درجة حرارة الغرفة .
15. تاخلص من الرائق.
16. يجفف الراسب في درجة حرارة الغرفة لمدة 5 دقائق .
17. تعلق في 25-50 µl من محلول (PH 8) TE او الماء.