

اختبار ذوبانية البروتينات

طريقة العمل:

1. اختبري ذوبان كل من البروتينات (البيومين، كازين) في كل من الماء، حمض الهيدروكلوريك وهيدروكسيد الصوديوم عن طريق إضافة ١ مل من البروتين + ٢ مل من المذيب.
2. سجلي قابلية ذوبان كل من البروتينات في جدول النتائج.

النتائج:

البروتين	نوع البروتين	قابلية الذوبان في الماء	قابلية الذوبان في حمض الهيدروكلوريك	قابلية الذوبان في هيدروكسيد الصوديوم
الألبومين (albumin)	بسيط			
كازين (casein)	مرتبط			

اختبار بيوريت

طريقة العمل:

1. ضعي في كل أنبوبة ٢ مل من محلول البروتين.
2. أضيفي ١ مل من كاشف.

النتائج:

البروتين	الملاحظة	الاستنتاج
الألبومين (albumin)		
كازين (casein)		

اختبار أثر الأملاح على ذوبانية البروتين

طريقة العمل:

1. أضيفي ٢ مل من البروتين + كبريتات الامونيوم المشبعة على عينة البروتين لاحظي التغير.
2. ثم أضيفي ٢.٥ مل على نفس الانبوبة كلوريد الصوديوم 1% NaCl.
3. دوني النتائج في الجدول.

النتائج:

إضافة كلوريد الصوديوم NaCl 1%	إضافة محلول كبريتات الأمونيوم المشبعة	البروتين
		الألبومين (albumin)
		كازين (casein)

اختبار ترسيب البروتينات بأملاح المعادن الثقيلة

طريقة العمل:

1. ضعي في كل أنبوب ١ مل من محلول البروتين.

2. أضيفي ٠.٥ مل من نترات الفضة.

النتائج:

الاستنتاج	الملاحظة	الأنبوبة
		الألبومين + AgNO ₃
		كازين + AgNO ₃

اختبار الترسيب بالأحماض القوية

طريقة العمل:

1. في الأنبوبة الأولى ضعي ٢ مل من حمض النيتريك المركز في أنبوب اختبار مع المحافظة على وضع الأنبوبة بشكل مائل.

2. أضيفي محلول الألبومين قطرة قطرة على جدار الأنبوبة ولاحظ تكون الراسب.

3. في الأنبوبة الثانية أضيفي ٢ مل من ثلاثي كلوريد حمض الخليك مع المحافظة على وضع الأنبوبة بشكل مائل.

4. أضيفي محلول الألبومين قطرة قطرة على جدار الأنبوبة ولاحظي تكون الراسب.

النتائج:

الاستنتاج	النتيجة	الأنبوبة
		الألبومين + حمض النيتريك
		الألبومين + ثلاثي كلوريد حمض الخليك TCA

المناقشة:

اكتبي تعليقك على كل نتيجة حصلت عليها مع ذكر السبب.