

تعيين الوزن الجزيئي لبوليمر عن طريق قياس اللزوجة

Determination of Mwt. Of polymer by viscosity measurement

Aim of experiment

الهدف من التجربة

تعيين الوزن الجزيئي للبوليمر عن طريق قياس اللزوجة.


1-Theoretical Principle

١- المبدأ النظري

يمكن تعيين الوزن الجزيئي للبوليمر بعدة طرق منها اللزوجة. اللزوجة هي خاصية داخلية للسائل تعمل على مقاومة جريان أو تدفق السائل بسبب الاحتكاك الداخلي للجزيئات. وتعتمد اللزوجة بشكل رئيسي على طبيعة ودرجة حرارة السائل.

لأجل قياس لزوجة السائل يمكن استخدام جهاز مقياس اللزوجة **Viscometer** وهو جهاز يستخدم لتعيين اللزوجة، أي مقاومة سائل لحركة شيء فيه. وهناك العديد من الطرق المتاحة لقياس لزوجة محلول البوليمر، وهذه التجربة تعتمد على طريقة مقياس اللزوجة بالأنبوبة الشعرية. يندرج تحتها نوعين من مقاييس اللزوجة **Viscometers** المعروفة وهي: مقياس اللزوجة من نوع **Ostwald Viscometer** ومقياس اللزوجة من نوع **Ubbelohde Viscometer**.

وتعتبر طريقة **Ostwald Viscometer** من أبسط الطرق حيث في هذه الطريقة يتم قياس زمن انسياب نفس الحجم لتراكيز مختلفة من محلول البوليمر بين الخطين (A,B) الظاهرين على أنبوب مقياس اللزوجة المسمى **Ostwald Viscometer** لذا سيكون هو المستخدم في هذه التجربة.



2-The experimental

٢- الطريقة العملية

٢-١ المواد الكيميائية:

- يتم اختيار البوليمر والمذيب المستخدم للتجربة من الجدول التالي.

قيم K و α عند ٢٥°م	المذيب المناسب	البوليمر المستخدم
$K=1.2 \times 10^{-4}$ $\alpha=0.73$	الكلوروفورم	البولي ستايرين
$K=3.7 \times 10^{-4}$ $\alpha=0.62$	التولوين	
$K=4.53 \times 10^{-4}$ $\alpha=0.64$	الماء المقطر	بولي فينيل الكحول
$K=1.49 \times 10^{-4}$ $\alpha=0.82$	الاستون	اسيتات السليلوز

٢-٢ احتياطات السلامة:

- الحرص على لبس الباطو والقفازات والكمامة طوال التجربة.
- الكلوروفورم مادة ذات سمية، مُهيجة للعين وللجلد وللجهاز التنفسي.
- التولوين مادة قابلة للاشتعال، مُهيجة للعين وللجلد وللجهاز التنفسي.
- الأستون مادة متطايرة، و تسبب التهيج عند التعرض لها.

٢-٣ الطريقة:

- ١- وزن حوالي ١ جرام بدقة من البوليمر المُختار ثم وضعه داخل دورق قياسي جاف سعة ١٠٠ مل.
- ٢- اضافة ٨٠ مل من المذيب إلى الدورق حتى يذوب البوليمر تماماً، ثم يتم إكمال الحجم إلى العلامة بالمذيب. (في حال عدم ذوبان البوليمر بشكل تام يمكن وضع الدورق في حمام مائي عند ٢٥°م لغرض تسريع عملية الذوبان).
- ٣- تحضير المحاليل التالية : (0.02,0.04,0.06,0.08,0.1g/100ml) في دوارق قياسية عن طريق التخفيف من محلول البوليمر الأصلي. (تكون الدوارق القياسية ذات سعة ٢٥ مل أو ٥٠ مل حسب ما يتم تقريره من قبل الأستاذة).
- ٤- قياس لزوجة المذيب باستخدام جهاز مقياس اللزوجة (استوالد) على أن يغسل الجهاز بالمذيب قبل الاستخدام. يُوضع كمية من المذيب داخل جهاز مقياس اللزوجة ثم يُقاس زمن سريان المذيب (sec).to (يتم وضع ١٠ مل من المذيب في حال تم تحضير المحاليل السابقة في دوارق ذات سعة ٢٥ مل ويتم وضع ٢٠ مل من المذيب في حال تحضيرها داخل دوارق ذات سعة ٥٠ مل).
- ٥- يتم غسل الجهاز باستخدام المذيب ثم بالمحلول المطلوب من محلول البوليمر (باستخدام ١٠ أو ٢٠ مل من المذيب) ويقاس زمن سريان المحلول (sec).t.
- ٦- يُحسب الزمن اللازم لسريان كل المحاليل الباقية مع مراعاة أن نبدأ بالمحلول المخفف ثم الأعلى تركيزاً مع غسل الجهاز مرتين بالمذيب بعد كل محلول، ويستخدم نفس الحجم في كل قياس.

3-Results and discussion

٣-النتائج والمناقشة

▪ ما هو الهدف من التجربة؟

▪ ما هي الصيغة البنائية للبوليمر المختار مع ذكر اسمه؟

▪ ما هي الطرق الأخرى المتاحة لقياس اللزوجة للمحاليل؟

▪ ما العوامل التي تؤثر في لزوجة البوليمر؟

▪ تسجيل النتائج في الجدول التالي :

$\ln(\eta_r/C)$	(η_{sp}/C)	$[(\frac{\eta}{\eta_0}) - 1] = \eta_{sp}$	$\eta_r = \frac{\eta}{\eta_0} = \frac{t}{t_0}$	t (sec)	$t_0(\text{sec})$	C (g/100ml)
						٠,٠٢
						٠,٠٤
						٠,٠٦
						٠,٠٨
						٠,١

أ- رسم العلاقة البيانية بين (η_{sp}/C) و $\ln(\eta_r/C)$ مع C . حيث أن الجزء المقطوع من محور الصادات يعبر عن قيمة اللزوجة الذاتية $[\eta]$

ب- حساب الوزن الجزيئي M للبوليمر باستخدام معادلة (Mark-Houwink) التالية : $\eta = KM^\alpha$.