

التجربة (08): اختبارات الكشف عن الكحولات و الفينولات (Alcohol and phenol).

مقدمة:

الكحولات: هي مركبات تحتوي على مجموعة الهيدروكسيل و تصنف إلى ثلاث أقسام حسب عدد ذرات الكربون المرتبطة بذرة الكربون التي تحمل مجموعة الهيدروكسيل.

- كحولات أولية $R-CH_2-OH$

- كحولات ثانوية $R_2-CH-OH$

- كحولات ثالثة R_3-C-OH

الهدف من التجربة:

- الكشف عن الكحولات والفينولات عن طريق بعض الاختبارات الكيميائية وتتمي عنها عن المركبات العضوية الأخرى.

المركبات الخاضعة للكشف:

Comp.	1	2	3	4
Name	Methyl alcohol	Ethyl alcohol	isopropyl alcohol	tert-Butyl alcohol
Mol. Formula.	CH_4O	C_2H_6O	C_3H_8O	$C_4H_{10}O$
Mol. Structure.	$\begin{array}{c} H \\ \\ H-C-OH \\ \\ H \end{array}$	$\begin{array}{c} H & H \\ & \\ H-C & -C-OH \\ & \\ H & H \end{array}$	$\begin{array}{c} H & H & H \\ & & \\ H-C & -C & -C-H \\ & & \\ H & OH & H \end{array}$	$\begin{array}{c} H \\ \\ H-C & -C & -C-H \\ & & \\ H & OH & H \end{array}$

طرق الكشف عن الكحولات:

أ- الصفات الفيزيائية:

Comp.	Methyl alcohol	Ethyl alcohol	isopropyl alcohol	tert-Butyl alcohol
State of matter	Liquid	Liquid	Liquid	Liquid
Color				
Smell	-	-	-	-

ب- التجارب الكيميائية:

1- الذوبانية و الامتزاج الحمضية:

يجرى هذا الاختبار كما في المعمل رقم (08).

2- الأكسدة بـ $KMnO_4$:





يمكن التمييز بين الكحولات الأولية و الثانوية و الثالثية عن طريق أكسدتها ببرمنجنات البوتاسيوم حيث نجد أن:

الكحول الأولي: يتأكسد مكونا الدهيد و الالدهيد الناتج و الذي يمكن أن يتأكسد إلى الحمض الكربوكسيلي.

الكحول الثانوي: يتأكسد مكونا كيتون.

الكحول الثالثي: لا يتأكسد.

و ذلك حسب المعادلات التالية:



الطريقة:

1 ml من الكحول + قطرة من $KMnO_4$ ثم سخري على الحمام الهائي.





في حالة حدوث أكسدة للمركب يختفي لون البرمنجنات البنفسجي و يتحول للون البني نتيجة تكون أكسيد المنجنيز.

في حالة لم يحدث أكسدة للمركب فان لون البرمنجنات لا يختفي.

3- تجربة لوكس: $HCl / ZnCl_2$

يستخدم هذا الاختبار للفرقة بين الكحولات الأولية و الثانوية و الثالثية وفقاً للسرعة التي يتكون فيها كلوريد الألكيل.

الكحول الثالثي يتفاعل بسرعة اكبر من الكحول الثانوي أما الكحول الأولي فيتفاعل ببطء، حسب المعادلات التالية:



الطريقة: 1 ml من الكحول + 1 ml من كاشف لوكاس ثم سخري على الحمام الهائي، مع مراعاة ما يلي:


- أن تكون الأنبوبة جافة.

- عدم رج الأنبوبة بعد إضافة الكاشف لأنه في حالة الكحول الثانوي العكارة غير مستقرة.

المركب	المشاهدة	الاستنتاج
Methyl alcohol	محلول رائق ولا يعطي عكارة بيضاء حتى بعد التسخين	إذن هو كحول أولي لان التفاعل بطيء
Ethyl alcohol	محلول رائق ولا يعطي عكارة بيضاء حتى بعد التسخين	إذن هو كحول أولي لان التفاعل بطيء
Isopropyl alcohol	يعطي عكارة بعد التسخين لمدة خمس دقائق	إذن هو كحول ثانوي، لان التفاعل يحتاج إلى وقت
t-Butyl alcohol	يعطي عكارة بيضاء في الحال تنفصل على هيئة طبقة زيتية	إذن هو كحول ثالثي، لان التفاعل سريع

4- اختبار تكوين اليودوفورم:

للكشف عن الكحولات المحتوية على مجموعة الميثيل المرتبطة مباشرة بذرة الكربون التي تحمل OH و H. في هذا الاختبار تتكون عكارة بيضاء مصفرة وهي عبارة عن CHI_3 (مركب صلب ذو رائحة كريهة) إذا تم إضافة اليود مع

كلاً من الإيثانول و الكحولات الثانوية بالإضافة للمركبات التي تحتوي على شق أسيتيل acetyl .  و عليه نجد أن.

Comp.	1	2	3	4
Name	Methyl alcohol	Ethyl alcohol	isopropyl alcohol	tert-Butyl alcohol
Iodoform test	لا تتكون عكارة صفراء	تتكون عكارة صفراء	تتكون عكارة صفراء	لا تتكون عكارة صفراء

الطريقة: 1ml من الكحول + 1ml من هيدروكسيد الصوديوم 5-10% يتم تدفئتها على حمام مائي ثم يضاف إليها محلول اليود قطرة قطرة مع الرج جيداً حتى تتكون عكارة صفراء أو بيضاء مصفرة لا تختفي بالرج ثم تضاف كمية زائدة من محلول اليود حتى تثبت العكارة (عكارة بلون أبيض مصفر عبارة عن مركب CHI_3 و هو مركب صلب ذو رائحة كريهة).

5- الأسترة:



في هذا الاختبار يحدث تفاعل بين الكحول و الحمض الكربوكسيلي المناسب لإنتاج الأستر في وجود عامل حفاز لنزع الماء هو حمض الكبريتيك المركز. و سيجرى هذا الاختبار على كلاً من الـ methanol و ethanol فقط حيث يتم مفاعلتها مع الحمض الكربوكسيلي المناسب (من المعادلة) و يتكون استر ذو رائحة مميزة.

الطريقة: في انبوبة نظيفة وجافة نضع كميات متساوية من الكحول و الحمض المناسب + 1-2 قطرة من H_2SO_4 conc. الرج على الحمام المائي لمدة 3-4 min ومن ثم يترك ليبرد بعدها يصب في كأس يحتوي على محلول كربونات الصوديوم (يحضر من إذابة القليل من كربونات الصوديوم في كمية من الماء حوالي 10 ml)

نلاحظ: تصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون محمل برائحة الأستر

Methyl salicylate: رائحة الفكس

Ethyl acetate: رائحة الفواكه الفاسدة.



وظيفة $\text{Conc. H}_2\text{SO}_4$: هو حمض شره للماء يمتص الماء ويجعل التفاعل يسير باتجاه تكوين الأستر (حيث أن التفاعل عكسي)

وظيفة كربونات الصوديوم: معادلة الزيادة من الحمض وإنتاج ثاني أكسيد الكربون محمل برائحة الأستر.

احتياطات:







1- يجب أن تكون الأنبوبة جافة وذلك حتى يتم التفاعل حيث وجود الماء مع هذا التفاعل العكسي يجعل التفاعل يسير بتكوين الكحول والحمض بدلا من الأستر في بداية التفاعل.

2- لانطيل التسخين حتى لا يتفكك الأستر إلى كحول وحمض مرة أخرى.

2- الفينولات :

مجموعة هيدروكسيل أو أكثر تتصل بحلقة البنزين مباشرةً .

المركبات الخاضعة للكشف :

Comp.	1	2	3	4	5	6
Name	phenol	o-cresol	α -Naphthol	β -Naphthol	catechol	pyrogallol
Mol. Formula.	$\text{C}_6\text{H}_6\text{O}$	$\text{C}_7\text{H}_8\text{O}$	$\text{C}_{10}\text{H}_8\text{O}$	$\text{C}_{10}\text{H}_8\text{O}$	$\text{C}_6\text{H}_6\text{O}_2$	$\text{C}_6\text{H}_6\text{O}_3$
Mol. Structure.						

طرق الكشف عن الفينولات :

أ – الصفات الفيزيائية:

Comp.	onehpl	o-cresol	α -Naphthol	β -Naphthol	catechol	Pyrogallol
State of matter	Solid	Solid	Solid	Solid	Solid	Solid
Color						
Smell						

ب- التجارب الكيميائية:

1- الذوبانية و الامتزاز الحمضية:

يجرى هذا الاختبار بنفس الطريقة في المعمل رقم 8.

3- التفاعل مع $FeCl_3$:

من الاختبارات المميزة للفينولات حيث تعطي ألوان مميزة

الطريقة: 1 ml من المركب (1,2,5,6) + 2 ml من الماء + 1-2 نقطة من $FeCl_3$ يظهر اللون على البارد.

مركب (1,2): لون بنفسجي

مركب (5): لون أخضر غامق ثم يسود

مركب (6): لون أحمر

مركب (3,4): تذوب المركبات في الإيثانول + 1-2 نقطة من $FeCl_3$ مركب (3) يعطي لون بنفسجي غامق أما مركب

(4) فيعطي لون أخضر مزرق أو أخضر أو أزرق.

4- التفاعل مع ماء البروم Br_2 / H_2O :

من التفاعلات المميزة للفينولات حيث يختفي لون البروم ويكون مستحلب أبيض أو لون أحمر، نتيجة التفاعل.


الطريقة: 1 ml من المادة + قطرات من Br_2/H_2O مع الرج بشدة

مركب (1,2): يختفي لون البروم ويعطي مستحلب أبيض.

مركب (3,4): يختفي لون البروم ويعطي مستحلب أبيض.

مركب (5): يختفي لون البروم ويعطي لون أحمر.

مركب (6): يختفي لون البروم ويعطي لون أحمر.



4- تجربة الفثالين:

في أنبوبة جافة ونظيفة نضع كميات متساوية من المركبات (1-6) + phthalic acid + 5 ml من $\text{Conc.H}_2\text{SO}_4$ ثم نضعها على اللهب حتى تذوب المكونات وتعطي محلول متجانس عندها تترك الأنبوبة لتبرد ثم تسكب محتويات الأنبوبة على كأس بة NaOH 10% حيث تتكون ألوان مميزة.

مركب (1,2): لون وردي غامق.

مركب (3): لون أخضر (تركواز).

مركب (4): لون اخضر فاتح جداً مائل للاصفر.

مركب (5): لون ازرق.

مركب (6): لون احمر مائل للبني.

5- تجربة للتفريق بين مركبين (β -naphthol و α -naphthol):

نأخذ كمية من مركب (3-4) + 1 ml من NaOH 10% + نقاط من اليود (عامل مؤكسد) يعطي:

مركب 3 : لون بنفسجي مزرق.

مركب 4 : لا يعطي اللون.

تقرير المعمل Laboratory Report

الاسم: _____ التاريخ: _____

التجربة: _____

الاستنتاج	المشاهدة	الاختبار	المركب

تقرير المعمل Laboratory Report

الاسم: _____ التاريخ: _____

التجربة: _____

المركب	الاختبار	المشاهدة	الاستنتاج

تقرير المعمل Laboratory Report

الاسم: _____ التاريخ: _____

التجربة: _____

المركب	الاختبار	المشاهدة	الاستنتاج

تقرير المعمل Laboratory Report

الاسم: _____ التاريخ: _____

التجربة: _____

الاستنتاج	المشاهدة	الاختبار	المركب

تقرير المعمل Laboratory Report

الاسم: _____ التاريخ: _____

التجربة: _____

المركب	الاختبار	المشاهدة	الاستنتاج

