


**التجربة (09): اختبارات الكشف عن الالدهيدات و الكيتونات (Aldehyde and ketone).**

مقدمة:

الالدهيدات و الكيتونات: هي مركبات عضوية تحتوي على مجموعة الكربونيل CO.





الصيغة الكيميائية	المجموعة الوظيفية	العائلة
	مجموعة ألدهيد	الألدهيدات
	مجموعة كيتون	الكيتونات

تحدث تفاعلات إضافة على مجموعة الكربونيل  حيث ذرة الكربون مهبة للهجوم النيكلوفيلي.

الهدف من التجربة:

- الكشف عن الالدهيدات و الكيتونات عن طريق بعض الاختبارات الكيميائية وتم تمييزها عن المركبات العضوية الأخرى.

**المركبات الخاضعة للكشف :**

Comp.	1	2	3	4
Name	Formaldehyde	Acetaldehyde	Benzaldehyde	Acetone
Mol. Formula.	CH <sub>2</sub> O	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O	C <sub>7</sub> H <sub>6</sub> O	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O
Mol. Structure.				

**طرق الكشف عن الالدهيدات و الكيتونات :**

أ- الصفات الفيزيائية:


Comp.	Formaldehyde	Acetaldehyde	Benzaldehyde	Acetone
State of matter	Gas = Liquid	Liquid	Liquid	Liquid
Color	Colorless	Colorless	Colorless	Colorless
Smell	رائحة نفاذة ويستخدم في التحنيط لحفظ الجثث	رائحة التفاح الفاسد.	رائحة اللوز المر.	رائحة مميزة

ب- التجارب الكيميائية:

**1- الذوبانية و الامتزاز:**


يجرى هذا الاختبار كما في المعمل رقم (07).

**2- تفاعلات الإضافة لمجموعة الكربونيل مع 2,4-dinitro phenyl hydrazine :**



هو تفاعل مميز لمجموعة الكربونيل ويختصر اسم الكاشف بـ 2,4-DNPH يوجد نوعين من الكاشف

A,B ولكن B هو الموجود في المعمل



الطريقة : 1ml من المادة + 1ml من الكاشف 2,4-DNPH : يعطي راسب اصفر برتقالي.

ملاحظة: قبل اضافة الكاشف الى المركب ( 4 ) يجب إضافة بعض القطرات من الماء ليتكون الراسب الاصفر البرتقالي.

**3- تفاعلات الأكسدة و الاختزال ( للتفريق بين الألديدات والكيوتونات ) :**

هذا الاختبار يعطي نتيجة مع الألديدات فقط حيث تتأكسد إلى أحماض كربوكسيلية بينما الكيوتونات لا تتأكسد.

**أ- اختبار فهلنج :**

فهلنج A : عبارة عن كبريتات النحاس  $CuSO_4$

فهلنج B : عبارة عن تترترات الصوديوم والبوتاسيوم.

الطريقة: 1ml من المركب + كمية قليلة من كربونات الصوديوم ( لمعادلة أي شوائب من الحمض الموجود في الألدريد +

1ml من فهلنج A + 1ml من فهلنج B) + تسخين على حمام مائي نلاحظ تغير اللون من الأزرق إلى الأخضر بدرجات

حتى نحصل على اللون الأحمر وبذلك يتم الاختزال.

**النتيجة:**

مركب 1 ، 2: يعطي النتيجة بسهولة.

مركب 3: يحتاج أن يترك لفترة طويلة في حمام مائي مع الرج فنضع الأنبوبة في كأس به ماء على اللهب فيعطي راسب

أحمر.

مركب 4: لا يعطي نتيجة لأنه كيوتون.

**ب- اختبار تولن :**

كاشف تولن عبارة عن محلول الفضة النشاردي  $Ag(NH_3)_2^+$  حيث يختزل ايون الفضة إلى الفضة المعدنية التي تنفصل

على هيئة مرآة.

الطريقة: نضع قطرتين من  $AgNO_3$  في أنبوبة + نقطة من  $NaOH$  10% واستمر في الإضافة حتى يظهر الراسب الأسود

ثم يذاب هذا الراسب بالأمونيا  $NH_4OH$  على فترات مع الرج حتى يختفي اللون الأسود ثم نضيف 1ml من الألدريد مع

التسخين على حمام مائي حتى يظهر راسب أسود أو رمادي مع تكون مرآة فضية على جدران الأنبوبة.

**ملاحظات :**

يجب عدم الرج في الحمام المائي لكي تتكون المرآة الفضية.  
 قد تظهر المرآة الفضية على البارد فلا نحتاج إلى تسخين.  
 بعد انتهاء التجربة تغسل الأنبوبة بـ conc.HCl للتخلص من أثر المرآة الفضية ( تغسل فور انتهاء التجربة)

**4- اختبار اليودوفورم:**

الطريقة: 1ml من المركب + 1ml من هيدروكسيد الصوديوم المخفف يتم تدفئتها على حمام مائي ثم يضاف إليها كمية من اليود مع الرج جيداً حتى تتكون عكارة صفراء أو بيضاء مصفرة يتم إضافة اليود حتى تثبت العكارة.  
 في هذا الاختبار يتم تكوين  $CHI_3$  مركب صلب ذو رائحة كريهة. و يعطي هذا الاختبار نتيجة ايجابية مع:

الايثانول و الكحولات الثانوية بالاضافة للمركبات التي تحتوي على شق اسيتيل  $H_3C-C(=O)-$  acetyl.

Comp.	1	2	3	4
Name	Formaldehyde	Acetaldehyde	Benzaldehyde	Acetone
Iodoform test	(-ve)	(+ve)	(-ve)	(+ve)

Laboratory Report تقرير المعمل

الاسم: \_\_\_\_\_ التاريخ: \_\_\_\_\_

التجربة: \_\_\_\_\_

الاستنتاج	المشاهدة	الاختبار	المركب

Laboratory Report تقرير المعمل

الاسم: \_\_\_\_\_ التاريخ: \_\_\_\_\_

التجربة: \_\_\_\_\_

المركب	الاختبار	المشاهدة	الاستنتاج

## Laboratory Report تقرير المعمل

الاسم: \_\_\_\_\_ التاريخ: \_\_\_\_\_

التجربة: \_\_\_\_\_

الاستنتاج	المشاهدة	الاختبار	المركب

Laboratory Report تقرير المعمل

الاسم: \_\_\_\_\_ التاريخ: \_\_\_\_\_

التجربة: \_\_\_\_\_

الاستنتاج	المشاهدة	الاختبار	المركب

