

طريقة استخلاص الحمض النووي من خلايا حقيقيات النواة

Saccharomyces cerevisiae

الأدوات :-

- 1- بيئة لنمو الخميرة YPD مكونة من (1% DEXTROSE -2% PEPTONE - 2% YEAST EXTRACT)
- 2- مزرعة خميرة نقية
- 3- تحضير المحلول المنظم Haju-buffer
- triton x-100 2% - SDS 1% - 100 mM NaCl -10 Nm Tris-HCL,PH =8 - 1Mm EDTA
- 4- كحول الايثانول
- 5- الكلوروفورم
- 6- أنابيب eppendorf tubes 1.5 ml
- 7- ماصات دقيقة electromicropipett - tips
- 8- ماصات امل معقمة
- 9- جهاز vortex
- 10- جهاز طرد مركزي دقيق
- 11- حمام مائي 59م - حمام ثلجي

طريقة العمل

- 1- نقل 1.5 مل البيئة السائلة المملحة بالخميرة من 20-24 ساعة في بيئة YPD في انبوبة طرد مركزي دقيقة ترسب الخلايا بالطرد المركزي عند سرعة 20.000 لمدة 1-5 دقائق
- 2- يضاف 200 µl من Haju-buffer
- 3- غمر الأنابيب في حمام ثلجي من الإيثانول لمدة دقيقتين
- 4- تنقل الي حمام مائي 59م لمدة دقيقة واحدة
- 5- تكرر الخطوة 3 و 4
- 6- Vortex لمدة 30 ثانية
- 7- يضاف 200 µl من الكلوروفورم ثم Vortex لمدة دقيقتين
- 8- طرد مركزي لمدة 3 دقائق عند سرعة 20.000 في درجة حرارة الغرفة
- 9- نقل الطبقة العلوية (العلوية) الي انابيب طرد دقيقة اخرى تحتوي على 400 µl من الايثانول الثلجي 100% يتم مزجها بلطف في Vortex
- 10- تحضن في درجة حرارة الغرفة لمدة 5 دقائق
- 11- طرد مركزي لمدة 5 دقائق عند 20.000 في درجة حرارة الغرفة
- 12- نتخلص من الرائق
- 13- يغسل الراسب ب 0.5 ml من الايثانول 70%
- 14- طرد مركزي لمدة 5 دقائق عند 20.000 في درجة حرارة الغرفة
- 15- نتخلص من الرائق
- 16- يجفف الراسب في درجة حرارة الغرفة لمدة 5 دقائق
- 17- تعلق 25-50 µl من محلول TE (PH8) او في الماء