



المعمل الثالث:

استخلاص الحمض النووي منقوص الأكسجين **DNA**
من خلايا الأنسجة النباتية.

251 حدق

العام الجامعي 1438-1439 هـ

أولاً: الاستخلاص Extraction



- استمر البحث عن طرق أفضل للحصول على حمض نووي أكثر نقاوة مما أدى إلى تطوير العديد من البروتوكولات.
- بالرغم من ذلك لازالت الخطوات الرئيسية لعملية الاستخلاص بدون تغيير حيث يتم فصله عن الجزيئات الخلوية الأخرى بطريقة تضمن الحفاظ عليه في صورة أقرب إلى الشكل الطبيعي دون تكسر أو تغيير.
- 2- يجب أن يتم الفصل في وسط له ظروف تقوم بتنشيط الإنزيمات والمواد الكيميائية الضاره.
- حيث توضع الخلايا أثناء الطحن التام مباشرة في محلول منظم ملائم مثل CTAB buffer.

أولاً: الاستخلاص Extraction



يمكن تعديل الطرق الرئيسية مع تغييرات طفيفة للحصول على الحمض النووي المفصول بكميات تكفي لعدة اختبارات معملية ويمكن تلخيص الطرق الرئيسية كالتالي:

1- طحن الأنسجة المحتوية على الحمض النووي المراد دراسته أو الكشف عنه, وتسمى الخطوة تحليل الخلايا Cell lysis

- باستخدام طرق ميكانيكية مثل الطحن مع النيتروجين السائل لتكسير الجدر والأغشية الخلوية
- و طرق حيوية مثل استخدام انزيم المحلل Lysozyme
- أو طرق كيميائية بالمحاليل عالية القلوية

2- تحليل الدهون في الأغشية البلازمية باستخدام ماده منظفه مثل Sodium detergent مثل Sodium dodecyl sulphate (SDS).

ما هي EDTA و CTAB؟



- هي عوامل خلب Chelating agent تقوم بتجميع وحجز الأيونات الموجبه ثنائية التكافؤ مثل ايونات المغنيسيوم Mg^{++} وايونات الكالسيوم Ca^{++} .
- وبالتالي تلعب دوراً في تثبيط عمل إنزيم المحلل للحمض النووي DNase الذي يحتاج إلى هذه الأيونات ليقوم بعمله في تحليل الحمض النووي DNA.

Purposes of the Extraction Buffer

1. Dissolve cellular membranes


Detergents
Chaotropic salts
CTAB

2. Inactivation of DNase and Rnase

Detergents
Metal chelators
Reducing agents

3. Assist in the removal of contaminants

Salts
CTAB
PVP




ثانياً: التنقية والتريسيب Purification والترسيب (الاستخلاص العضوي organic extraction)



- يتم إزالة الجزيئات غير قابلة للتحلل و يتم فصل البروتينات الهستونية والخلوية والمواد غير قابلة للذوبان باستخدام الطرد المركزي ومذيبات عضوية كالكلوروفورم والفينول.


إزالة البروتينات:




1- تحليل البروتينات باستخدام انزيم محلل للبروتينات prttease

2- ترسيب البروتينات باستخدام خلات الصوديوم أو الأمونيوم Sodium or ammonium acetate.

3- فصل البروتينات باستخدام خليط من الكلوروفورم والفينول، قبل خطوة ترسيب الحمض النووي.



Add alcohol and salt to precipitate nucleic acids from the aqueous fraction




- Pellet down nucleic acids.
- Wash pellet with 70% ethanol to remove residual salts and other contaminants.
- Discard ethanol and allow pellet to dry.

- يجب ترسيب الحمض النووي وتحويله من صورته الذائبة إلى الراسب الخيطي باستخدام الكحول الايثيلي المتلج أو كحول الايزوبروبانول لعدم ذوبانية الحمض النووي بها حيث يتم فصل الأملاح (المواد الملوثة للحمض النووي DNA قابلة للذوبان في الكحول).



- يتم تعليق resuspense الحمض النووي النقي بإذابته في ماء مقطر معقم أو في محلول منظم مثل TE (Tris EDTA) buffer.



- باستخدام هذه الطريقة يمكن الحصول على حمض نووي نقي وسليم من خلايا أنسجه نباتيه غضة.


رابعاً: التخلص من الإنزيم DNase



- بعد إذابة الحمض النووي يحضن المحلول في حمام مائي 65°C لمدة 20 دقيقة للتخلص من أي أنزيمات محللة للحمض النووي DNA (مثل DNases).
- يحفظ الحمض النووي في درجة حرارة 4°C .

Alghamdi

خامساً: التحقق من وجود الحمض النووي ثم قياس تركيزه:



positive results
- blue indicates
presence of DNA

negative
result
- clear

- بإضافة صبغه ثنائي فينيل الأمين Diphenyl amine إلى الحمض النووي DNA المستخلص.
- ثم تسخين الحمض النووي لدرجة أعلى من 95°C .
- عند وجود الحمض النووي DNA في وسط حمضي لوجود الصبغة السابقة، فينتج تفاعل لوني ويعطي مركب أزرق اللون.

سادساً: درجة نقاوة الحمض النووي:



- يتم قياس الكثافة الضوئية OD عند طول موجي 260 و 280 نانومتر.
- حيث يمتص الحمض النووي الأشعة فوق البنفسجية عند 260 بشكل أكبر وعند 280 بصورة أقل والعكس صحيح للبروتينات.
- الحمض النووي النقي يعطي نسبة $\frac{260}{280}$ تساوي 2 - 1.8 وفي هذه الحالة تكون العينة خالية نسبياً من الملوثات مثل الدهون والكربوهيدرات وخاصة البروتينات.
- وتعتبر العينة ملوثة بالبروتينات إذا كانت النسبة أقل من 1.7.



سابعاً: قياس تركيز و كمية الحمض النووي



- يمكن قياس تركيز الحمض النووي عن طريق قراءة كثافة امتصاص محلول الـ DNA المستخلص للأشعة عند 600 نانومتر ومقارنته مع منحنى قياسي من تركيز الحمض النووي المعروف مسبقاً. أو باستخدام جهاز Nanodrop spectrophotometer.



ثامناً : رؤية الحمض النووي و تحديد الوزن الجزيئي



UV shadow comparison
The new Gel Loading Dye, Purple (80), no SDS, (Lane 1) included in the Quick-Load Purple 100 DNA Ladder does not cast a UV shadow over the underlying bands, unlike the Gel Loading Dye, Blue (60) (Lane 2).

- عن طريق فصل العينة الناتجة من خطوات الاستخلاص على جل الأجاروز المصبوغ ببروميد الإيثيديوم Ethidium bromide.
- ثم يتم تصوير قطع الحمض النووي الناتجة تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية UV (Ultra violet wave lengths).
- ويمكن تحديد وزنه الجزيئي بمقارنة الأشرطة مع أشرطة حمض نووي معلوم الوزن الجزيئي (DNAMarker or ladder).

الأدوات:



أنابيب طرد مركزي دقيقه	محلول منظم CTAB buffer
هاون ومدقة	الكحول الايثيلي الثلجي المطلق و ٧٠٪
جهاز طرد مركزي دقيق	النيتروجين السائل
حمام مائي ٥٥ درجة مئوية	٧.٥ مولار من خلات الأمونيوم
محلول منظم TBE 1X	الكلوروفورم :كحول الايزواميل (١:٢٤)
جل الاجاروز وجهاز الفصل الكهربائي	محلول التحميل 6X




Step 1: Disruption of cell walls by grinding



Grind sample into a fine powder to shear cell walls and membranes



Step 2: Lysis of cells in extraction buffer



Mix thoroughly with extraction buffer to dissolve cell membranes and inhibit nuclease activity

تحليل
الشوائب

1. يطحن ٢٠٠ ملغم من اوراق النبات الغضه في ٥٠٠ ميكرو لتر من محلول منظم CTAB buffer.

2. ينقل الخليط لأنبوبة صغيرة ثم يحضن في حمام مائي ٥٥٥م رجاج لمدة ١٥ دقيقة.

3. يطرد الخليط في جهاز الطرد المركزي ٢٠٠٠ الفة\دقيقة لمدة ٥ دقائق.

4. ينقل الرائق إلى أنابيب طرد مركزي دقيقة ولكل أنبوبة يضاف ٢٥٠ ميكرو لتر من خليط الكلوروفورم والفينول.

5. يخلط بالتقليب ثم الطرد المركزي ٣٠٠٠ الفة\دقيقة لمدة دقيقة.




6. تنقل الطبقة المائية العليا فقط الى أنبوبة نظيفه ويضاف لها ٥٠ ميكرو لتر من خلاات الصوديوم ومباشرة ٥٠٠ ميكرو لتر من الكحول الأيثلي المطلق الثلجي.

7. تقلب الأنابيب عدة مرات بخفه لترسيب الحمض النووي دون تكسيره وعندها يمكن رؤية الراسب الخيطي للحمض النووي ولضمان الترسيب الكامل يمكن وضع المحلول في - ٢٠ درجة مئوية لمدة ساعة.

8. بعد الترسيب يمكن سحب الحمض النووي على نهاية الماصه الدقيقه بتحريكها دائريا في المحلول الثلجي.

9. لغسل الحمض النووي ينقل الراسب الى أنبوبة بها ٥٠٠ ميكرو لتر من الكحول الأيثلي الثلجي ٧٠٪ وتقلب الأنبويه بخفه وتعاد هذه الخطوه أو يمكن استبدالها بالطرد المركزي ٣٠٠٠ لفة/دقيقه لمدة دقيقه حتى يتكون الراسب من الحمض النووي في قاع الأنبويه.





10. يتم التخلص من الرائق وتعاد الخطوه السابقه مرتين متتاليتين.
11. بعد الغسل، يرسب الحمض النووي بالطرد المركزي.
12. يتم التخلص من الرائق ويترك راسب الحمض النووي ليحفظ في هواء المعمل (١٥ دقيقة تقريبا).
13. يعاد إذابة الحمض النووي في الماء المقطر المعقم الخالي من إنزيم (Dnase بحجم ٥٠-٤٠٠ ميكرو لتر / مل من الماء) حسب كمية الحمض النووي المستخلص؟؟؟
14. في حال توفر إنزيم (Rnase ٠١ ميكروجرام/مل) يضاف الى الماء قبل إذابة محلول الحمض النووي DNA في الماء (٠١ بحجم ميكرو لتر / مل من الماء).

فيديو لطريقة استخلاص الحمض النووي من خلايا النبات



Plant Genome Extraction

<https://www.youtube.com/watch?v=PgwWuTDaPd4>

Alghamdi