

الفصل الكهربائي للبروتين SDS-PAGE باستخدام

SDS-Polyacrylamide Gel Electrophoresis


1

SDS-PAGE(POLYACRYLAMIDE GEL ELECTROPHORESIS)



- من أهم تقنيات الأحياء الجزيئية لفصل خليط من البروتينات تبعاً لحجمها.
- من طرق التحليل التي يمكن استخدامه أيضاً لفصل جزيئات الأحماض النووية DNA و RNA.
- جزيئات البروتين مختلفة في الشكل والحجم، ويتم تغيير طبيعتها في البداية.
- ويمكن تغيير الشكل الثانوي والثلاثي والرابعي باستخدام مادة SDS.
- تغطي البروتينات المشحونه بالشحنة السالبة بواسطة الـ SDS.
- وعند تحميل خليط البروتينات في مادة الجل وتعرض للحقل الكهربائي تهاجر البروتينات باتجاه القطب الموجب (الانود anode).
- ثم تفصل بعدها بواسطة الغربلة الجزيئية molecular sieving تبعاً للحجم (الوزن الجزيئي).
- بعد تظهير الجزيئات باستخدام تقنية خاصة لصبغ البروتين وتظهر على شكل أشرطة bands ويمكن معرفة حجم البروتين بمقارنة المسافة التي يقطعها الجزيء على جل الفصل مع أشرطة من الجزيئات البروتينية معلومة الوزن الجزيئي

أولاً: تجميع الأجزاء الخاصة بالفصل الكهربائي (BIO-RAD) • الأطباق الزجاجية والبلاستيكية


- ترتب على سطح معقم ويوضع الطبق الزجاجي الاطول (يحتوي فاصل) اولاً
ويوضع فوقه الطبق الزجاجي الاقصر أعلاه.



- يتم التأكد من تثبيتهما بمحاذاة بعض عند القاعدة بحيث لا تسمح بمرور الماء من قاعدة الطبقتين المترابكتين.
- يتم تثبيت الطبقتين داخل إطار الصب casting frame ، وتثبت باحكام باستخدام الملاقط الجانبية.



يثبت الإطار على الحامل عن طريق الملقط العلوي ثم يصب الجل داخل الفراغ بين الطبقتين الزجاجيتين.



○ ثانياً: تحضير الجل :Gel preparation



المادة	Resolving Gel 10%	Stacking Gel 4.5%
الماء DDW	4مل	5.65 مل
خليط الأكريلاميد 30%	3.3مل	1.65 مل
Tris pH 8.8 1.5M	2.5مل	---
1M Tris pH 8.8	---	2.5 مل
SDS 10%	0.1مل	0.1 مل
10% Ammonium persulphate (APS)	0.1مل	0.1 مل
TEMED	0.004مل	0.004 مل

يتم تحضير الجل بنوعيه بدون إضافة المادتين APS و TEMED الا قبل صب الجل بين الطبقتين مباشرة ويخلط جيداً بالتقليب.


- يتم صب محلول الحل resolving حتى الخط الظاهر على الطبق الزجاجي الذي يمكن تحديده بوضع المشط قبل الصب وتحديد خط أسفله بمسافة 1 سم.




- يمكن التخلص من الفقاعات الهوائية بعد الانتهاء من الصب باستخدام طبقة الأيزوبروبانول أو الماء المقطر على سطح الجل حتى مستوى الجل.
- يترك الجل ليتصلب 20-30 دقيقة.



- يجهز جل التجميع stacking gel باضافة جميع المحاليل ماعدا مادتي APS و TEMED. ويتم إضافتها قبل الصب مباشرة.
- يجفف الايزوبروبانول باستخدام ورق الترشيح .
- يضاف الجل الثاني stacking gell





- ثم يضاف المشط داخل الفراغ بين الشريحتين .
- يترك ليتصلب لمدة 10 دقائق.



تجهيز العينة:

- يخلط البروتين مع المحلول المنظم للعينة بنسبة 4 : 1
- يسخن الخليط في حمام مائي عند درجة حرارة 37°م لمدة 30 دقيقة.



تحميل العينات في الجل RUNNING THE GEL


- يتم إخراج المشط من داخل الجل بحرص حتى لا تكسر العيون wells .
- ثم يفصل الجل من إطار الصب وتثبت الطبقتين او الشريحتين داخل جهاز الجل، بحيث يكون الطبقة الأقصر للداخل
- إذا كان هناك جل واحد فقط، يتم وضع الطبقة المخصص المتوفر كموازنة للجل المحضر.
- يتم تأمين الطبقتين ويوضعوا داخل الحامل ويقفل بطريقة معينة بالمشابك.
- يوضع الحامل داخل خزان الفصل Bio-Rad tank
- يملأ الفراغ داخل الحامل بمحلول السريان 10X SDS running buffer (pH 8.3)
- يصبح الجل جاهز للاستخدام وتحميل العينات .
- يتم غسل نهاية الماصة بالمحلول المنظم
- يتم تسحب العينة باستخدام الماصة الدقيقة ثم تدخل حتى بضعة ملمترات للعين .well

- يتم توصيل مصدر الطاقة باغلاق الخزان وتوصيل الأقطاب الموجبة والسالبة في أماكنها الصحيحة.
- الأسود للأسود والاحمر للأحمر.
- يتم ضبط التيار على 180 فولت ويترك السريان لمدة 1 ساعة .
- يتم الانتباه لعدم خروج الصبغة خارج الجل.



رسم توضيحي لعملية سريان العينة (البروتين) داخل الجل

Amal Alghamdi
2011




An illustration of an apparatus used for SDS PAGE.

صبغ الجل

- بعد انتهاء وقت السريان، يتم إخراج الحامل من خزان الفصل ثم إخراج الجل من بين أطباق الجل.
- يتم فصل الجل عن الطبقين او الشريحتين الزجاجيتين
- يوضع الجل في محلول الصبغ لمدة 30 دقيقة.
- يتم وضع الجل على جهاز الهز ، في محلول نزع الصبغة لمدة 8 ساعات أو حتى ظهور الأشرطة bands.
- يتم تقدير الوزن الجزيئي للبروتينات المفصولة تقريبا بالمقارنة مع الأوزان الجزيئية المعلومة protein markers.
- يجب ارتداء القفازات أثناء التعامل مع الجل SDS-PAGE.
- للتأكد من صحة المحاذاة والصب للأطباق الجزازية والفواصل والمشط، يجب ان تكون أطواق الصب نظيفة وجافة تماما.
- يجب اتخاذ الحيطة والحذر عند استخدام الاكريلاميد Acrylamide لانه سم عصبي neurotoxin.

رسم توضيحي لأشرطة البروتين المفصول على الجل SDS-PAGE بعد عملية الصبغ



Polyacrylamide Gel Electrophoresis

Separated Protein Bands

دور مادة (SODIUM DODECYL SULPHATE) SDS

- هي مادة عالية التآين ذات شحنة سالبة
- ترتبط مع بقايا الأحماض الأمينية في جزيئات البروتين وتغطيه بشحنة سالبة.
- تقوم بتشويه (denature) للبروتين في العينة وتجعله في صورة سلاسل تسمى عديد الببتيد poly peptide (مايسمى بالتركيب الأولي primary structure).
- يلغي الاختلاف في شكل البروتين ويكون طول سلسلة الببتيد الذي يعكس كتلة الجزيء هو وجه المقارنه الوحيد لسريان البروتينات في جل الفصل SDS-PAGE.
- بالتالي يمكن معرفة الكتلة او الوزن الجزيئي بالمقارنة مع بروتينات معلومة الوزن الجزيئي Protein ladder على نفس الجل.

PROTEIN GEL ELECTROPHORESIS METHOD

