


ثانياً: الكشف عن الكاتيونات

الملاحظات العامة:

هنا أيضاً نستفيد من الملاحظات العامة في استبعاد بعض الكاتيونات كما فعلنا مع الأنيونات.

اللون:

إذا كان المحلول عديم اللون فإننا نستبعد كلاً من الكاتيونات:



الحمضية:

إذا كان المحلول قاعدياً نستبعد الكاتيونات التي تترسب على شكل هيدروكسيدات ($\text{Fe}^{3+}, \text{Cr}^{3+}, \text{Al}^{3+}$) كذلك التي تتحلل مائياً ($\text{Sb}, \text{Sn}, \text{Bi}$).

المجموعة	الكاتيونات	الكاشف	الوسط	الراسب
الأولى	$\text{Ag}^+, \text{Hg}^+, \text{Pb}^{2+}$	6M HCl	حمضي	كلوريدات
الثانية أ لا تذوب في KOH	$\text{Hg}^{2+}, \text{Cu}^{2+}, \text{Cd}^{2+}, \text{Bi}^{3+}$	ثيوسيتاميد + كلوريد الهيدرازين	حمضي	كبريتيدات
الثانية ب تذوب في KOH	$\text{Sn}^{3+}, \text{Sn}^{2+}, \text{As}^{5+}, \text{As}^{3+}, \text{Sb}^{5+}, \text{Sb}^{3+}$	ثيوسيتاميد + كلوريد الهيدرازين	حمضي	كبريتيدات
الثالثة أ	$\text{Al}^{3+}, \text{Fe}^{3+}, \text{Cr}^{3+}$	$\text{NH}_4\text{OH} + \text{NH}_4\text{Cl}$	قاعدي	هيدروكسيدات
الثالثة ب	$\text{Zn}^{2+}, \text{Co}^{2+}, \text{Ni}^{2+}, \text{Mn}^{2+}$	$\text{NH}_4\text{OH} + \text{NH}_4\text{Cl} + \text{Thioacetamide}$	قاعدي	كبريتيدات
الرابعة	$\text{Ca}^{2+}, \text{Ba}^{2+}, \text{Sr}^{2+}, \text{Mg}^{2+}$	$\text{NH}_4\text{OH} + \text{NH}_4\text{Cl} + (\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$	قاعدي	فوسفات
الخامسة	$\text{Na}^+, \text{K}^+, \text{NH}_4^+$	ليس لها كاشف معين		

المجموعة الأولى			
Hg^{1+}	Ag^+	Pb^{2+}	الكاتيونات
			التجربة
راسب أبيض	راسب أبيض	راسب أبيض	محلول الملح + 6M HCl
لم يذوب الراسب	لم يذوب الراسب	ذاب الراسب	الراسب + ماء مقطر + تسخين حتى الغليان
—	—	راسب أصفر من كرومات الرصاص	تجربة تأكيدية للرصاص: المحلول الساخن + قطرات من حمض الخل + 2 مل من كرومات البوتاسيوم
لا يذوب الراسب	يذوب الراسب	—	للتفريق بين Ag^+ , Hg^{2+} : المحلول الساخن + NH_4OH (dil)
—	راسب أصفر من يوديد الفضة	—	تجربة تأكيدية للفضة: محلول الملح + KI

المجموعة الثانية أ				
Cd^{2+}	Bi^{3+}	Cu^{2+}	Hg^{2+}	الكاتيونات
				التجربة
راسب أصفر	راسب بني	راسب أسود	راسب أسود	1 مل من المحلول الأصلي + 3 قطرات من 6M HCl + 3 قطرات من هيدروكلوريد الهيدرازين + 1 مل ثيوسيتاميد + تسخين لمدة 10 دقائق
لم يذوب الراسب و الكاتيون من المجموعة 2 أ				الراسب + KOH و يسخن مع التحريك
يذوب الراسب	يذوب الراسب	يذوب الراسب	لم يذوب الراسب	للتفريق بين كاتيونات 2 أ: الراسب + 6M HNO_3 تسخين
—	—	—	—	تجربة تأكيدية لـ Hg^{2+} : الراسب + 1 مل HCl مركز + 5 قطرات HNO_3 مركز + تسخين $SnCl_2$ +
لا يتكون راسب	راسب أسود	لا يتكون راسب	—	للتفرقة بين Cu^{2+} , Bi^{3+} , Cd^{2+} : يضاف NH_4OH مركز

—	راسب أسود	—	—	تجربة تأكيدية للبرموث: يغسل الراسب ثم يضاف $\text{SnCl}_2 + \text{NH}_4\text{OH}$
راسب أصفر	—	راسب بني محمر	—	للتفريق بين Cd^{2+} , Cu^{2+} : إذا كان لون المحلول أزرق فهو نحاس يضاف له حمض الخل و حديدوسيانيد البوتاسيوم. إذا كان المحلول عديم اللون فهو كاديوم يضاف له ثيواسيتاميد و يسخن

المجموعة الثانية ب		
Sn^{2+}	Sb^{3+}	الكاتيونات
		التجربة
راسب بني	راسب برتقالي	1مل من المحلول الأصلي + 3 قطرات من 6M HCl + 3 قطرات من هيدروكلوريد الهيدرازين + 1 مل ثيواسيتاميد + تسخين لمدة 10 دقائق
يذوب الراسب و الكاتيون من المجموعة 2 ب		الراسب + KOH و يسخن مع التحريك
راسب أبيض رمادي	راسب برتقالي	للتفريق بين كاتيونات 2ب: المحلول + حمض الخل حتى يصبح حمضي و يتكون راسب + ثم يذاب في 1مل من HCl المركز و قطرات من الماء مع التسخين حتى الغليان يقسم المحلول على قسمين: 1- المحلول + حمض الأكساليك + ثيواسيتاميد 2- المحلول + برادة حديد + تسخين ثم يؤخذ جزء من الرائق + HgCl_2

المجموعة الثالثة أ			
Cr ³⁺	Fe ³⁺	Al ³⁺	الكاتيونات
			التجربة
راسب جيلاتيني أخضر	راسب جيلاتيني بني	راسب جيلاتيني أبيض	1 مل من المحلول الأصلي + 0.5g 6M NH ₄ OH + NH ₄ Cl
—	—	راسب أحمر	تجربة تأكيدية ل Al ³⁺ : يذاب الراسب + 6M HCl ثم تضاف صبغة الألوميون + 6M NH ₄ OH
—	لون أحمر دموي	—	تجربة تأكيدية ل Fe ³⁺ : يذاب الراسب في حمض النيتريك المركز + تسخين + KSCN
راسب أصفر	—	—	تجربة تأكيدية ل Cr ³⁺ : يذاب الراسب في H ₂ O ₂ + NaOH ثم يضاف حمض الخل 6M و خلاص الرصاص

المجموعة الثالثة ب				
Mn ²⁺	Ni ²⁺	Co ²⁺	Zn ²⁺	الكاتيونات
				التجربة
راسب لحمي	راسب أسود	راسب أسود	راسب أبيض	1 مل من المحلول الأصلي + 6M + 0.5g NH ₄ Cl + 1 مل ثيواسيتاميد + NH ₄ OH
يذوب الراسب	لا يذوب الراسب			لتمييز الكاتيون: يضاف الراسب + حمض الخل
لون أرجواني أو بنفسجي يتحول إلى البنّي بسرعة	—	—	—	تجربة تأكيدية ل Mn ²⁺ : 1 مل من المحلول الأصلي + 1 مل 6m HNO ₃ بزمونات الصوديوم
—	لا يذوب الراسب		يذوب الراسب	للتفرقة بين Zn ²⁺ , Co ²⁺ , : Ni ²⁺ جزء من الراسب + 1M HCl
—	—	—	راسب أبيض	تجربة تأكيدية ل Zn ²⁺ : المحلول السابق + سترات الصوديوم + هيدروكلوريد الهيدرازين + ثيواسيتاميد و تسخين

—	راسب أحمر زهري	لون أزرق	—	للتفرقة بين Ni^{2+} و Co^{2+} : 1- المحلول الأصلي + KSCN 2- المحلول الأصلي + NH_4OH 6M ثنائي ميثيل جليكوزيم
---	-------------------	----------	---	--

المجموعة الرابعة				
Ba^{2+}	Sr^{2+}	Mg^{2+}	Ca^{2+}	الكاتيونات التجربة
راسب أبيض				1 مل من المحلول الأصلي + 0.5g NH_4Cl + 2 مل + 6m NH_4OH + $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$
لا يذوب الراسب		يذوب الراسب		للتمييز بين الكاتيونات: يفصل الراسب و يغسل بالأسيتون على مرحلتين ثم يضاف إليه 2مل HNO_3 المركز (مع الاحتراس من إضافة أي قطرة ماء)
—	—	لا يتكون راسب	يتكون راسب	للتمييز بين Ca^{2+} و Mg^{2+} : المحلول + 1مل أكسالات الأمونيوم + تسخين
يتكون راسب	لا يتكون راسب	—	—	للتمييز بين Ba^{2+} و Sr^{2+} : الراسب + 5 قطرات ماء مقطر + 2 مل خلات الأمونيوم + 1 مل كرومات البوتاسيوم

المجموعة الخامسة

Na ⁺	K ⁺	NH ₄ ⁺	الكاتيونات
			التجربة
—	—	تصاعد رائحة الأمونيا تحول ورقة تباع الشمس الحمراء إلى اللون الأزرق	الكشف عن الأمونيوم: 2 مل من المحلول الأصلي + 6M NaOH + تسخين بدون غليان + تعريض ورقة تباع الشمس الحمراء المبللة بماء مقطر للأبخرة
—	راسب أصفر	—	الكشف عن البوتاسيوم: 1 مل من المحلول الأصلي + 2 مل من محلول كوبلتي نيتريت الصوديوم
راسب أصفر بلوري	—	—	الكشف عن الصوديوم: 1 مل من المحلول الأصلي + 2 مل خلاص يورانيل الزنك + بردي مع حك الجدران الداخلية للأنبوبة بساق زجاجية