

تجربة عزل البلازميد
Experiment: PLASMID ISOLATION

Extraction of Bacterial Plasmid DNA from *Escherichia coli*

الأدوات & Reagents:Material

مزارع نقية من Lauria Bertani لبكتيريا القولون.
أنابيب طرد مركزي سعة ١,٥ مل
أنابيب مرق LB بها ١٠٠ ملجم/مل من المضاد الحيوي البنسلين Ampicillin.

المحلول الأول Solution I
50mM Glucose
25mM Tris HCl
10mM EDTA

المحلول الثاني Solution II
1% SDS
0.2 N NaOH (pH 12.0)

المحلول الثالث Solution III
3M Sodium Acetate (pH 5.0)

المحلول المنظم TE Buffer
10mM Tris-HCl
10 mM EDTA

RNase (1mg/ml)

Phenol: Cholorophorm: Isoamyl alcohol (25:24:1)

Absolute Ethanol
70% Ethanol

1% agarose gel & an electrophoresis apparatus

طريقة العمل Procedure:

١. يلقح ملء عقدة من مزرعة حديثة لبكتيريا القولون في حجم ٥ مل من مرق LB يحتوي على ١٠٠ ملجم/مل من المضاد الحيوي أمبسيللين Ampicillin وتحضن عند ٣٧ م في حضان الهزاز لمدة ١٦ ساعة.
٢. ثم ينقل ١,٥ مل من المزرعة إلى أنبوبة طرد مركزي ويترد لمدة ٥ دقائق بسرعة ٦٠٠٠ لفة / دقيقة عند ٤م ثم يزال الرائق.
٣. يضاف إلى الراسب ١٠٠ ميكرو لتر من المحلول الأول وتعلق به الخلايا باستخدام جهاز الرج vortex.
٤. يضاف ٢٠٠ ميكرو لتر من المحلول الثاني المحضر حديثاً ويخلط بالتقليب ثم يحضن في حمام ثلجي لمدة ٣ دقائق. يستدل على التحلل الكامل للخلايا بظهور محلول لزج ورائق من البلازميد الموجود في الرائق.
٥. يضاف ١٥٠ ميكرو لتر من المحلول الثالث المبرد بالحمام الثلجي ويحضن الأنبوب في الحمام الثلجي لمدة ٥ دقائق.
٦. يرسب المركب المعقد بالطرد المركزي بسرعة ١٥,٠٠٠ لفة/دقيقة لمدة ٥ دقائق عند ٤م. ثم ينقل الرائق (الذي يحتوي على البلازميدات) بحذر إلى أنبوبة ابندروف معقمة اخرى.
٧. يضاف للرائق حجم مماثل من كحول الأيزوبرانول ثم يخلط ويرسب بسرعة ١٥,٠٠٠ لفة/دقيقة لمدة ١٠ دقائق عند ٤ م.
٨. يغسل الراسب بمقدار ١ مل من كحول الإيثانول ٧٠% بالطرد المركزي ثم تجفف الراسب ويذاب في ٥٠ ميكرو لتر من المحلول المنظم TE Buffer.
٩. يضاف ١٠ ميكرو لتر من انزيم RNase ويحضن في حمام مائي عند ٣٧ م لمدة ساعة.
١٠. ثم ينقى باستخدام خليط الكلوروفورم والفينول كالتالي:
 - a. يخلط محلول الحمض النووي مع حجم مماثل من الكلوروفورم والفينول ثم يترد بسرعة ١٠,٠٠٠ لفة/دقيقة لمدة ٥ دقائق.
 - b. تنقل الطبقة العليا إلى أنبوبة معقمة ويضاف حجم مماثل من الكلوروفورم ويترد بسرعة ١٠,٠٠٠ لفة/دقيقة لمدة ٥ دقائق.
 - c. ينقل الطبقة العليا إلى أنبوبة معقمة وتخلط مع ١/١٠ من محلول اسيتات الصوديوم 3M NaOAc و 2.5 مل من الإيثانول. وتترك لترسب لمدة ساعة في درجة حرارة -٢٠ م.
 - d. تطرد العينة بسرعة ١٠,٠٠٠ لفة/دقيقة لمدة ١٠ دقائق.
 - e. يضاف ١ مل من الإيثانول ٧٠% إلى الراسب ثم يرج بال vortex ويترد بسرعة ١٠,٠٠٠ لفة/دقيقة لمدة ٥ دقائق.
 - f. يترك الراسب ليحجف في الهواء ثم يعاد إذابة البلازميد في حجم ملائم (٤٠ ميكرو لتر) من المحول المنظم TE Buffer.
١١. يتم فصل ٥ ميكرو لتر كمن الحمض النووي البلازميدي في ١% من جل الأجاروز ويفصل بجهاز الفصل الكهربائي وتفحص القطع تحت الأشعة فوق البنفسجية ويحدد الوزن الجزيئي بالمقارنة مع DNA marker.
١٢. يحتفظ بالعينات المتبقية في درجة حرارة -٢٠ م للإستخدام في التجارب التالية.

