

2014

General Biochemistry

101

Pre-lab results

مقرر تعريفى عام للكيمياء الحيوية، ويشمل تغطية مخبرية للسكريات، والدهون، والأحماض
الأمينية، و الإنزيمات و كيفية تحضير المحاليل المنظمة و كيفية عملها .



(المحاليل المنظمة BUFFER SOLUTION)

	ماء مقطر	محلول المنظم
PH before adding	5.40	7.43
PH After adding HCL	3.93	7.32
PH After adding NaOH	8.03	7.48

الإستنتاج:

□ المحاليل المنظمة تقاوم التغير في الرقم الهيدروجيني عند إضافة كميات قليلة من الأحماض أو القواعد القوية أو عند تخفيفها، وهي عبارة عن محلول لحمض ضعيف وأحد أملاحه أو قاعدة ضعيفة وأحد أملاحها .

الاختبارات العامة و الوصفية للأحماض الأمينية

1-اختبار الذوبانية

النتيجة	حمض أميني الجليسين	الأنبوب
اذن تذوب الأحماض الأمينية في الماء لارتباط جزيئاتها المستقطبة بجزيئات الماء القطبية وكذلك وجود مجموعة الامين القاعدية و الكربوكسيل الحمضية تسهل ذوبان الاحماض الامينية في الاحماض و القواعد	يذوب	ماء
	لا يذوب	كلور فورم
	يذوب	هيدروكسيد الصوديوم
	يذوب	حمض الهيدروكلوريك

2-اختبار الننهيدرين

الملاحظة	الأنبوبة
تكون لون بنفسجي	الجليسين + محلول الننهيدرين
تكون لون أصفر	البرولين + محلول الننهيدرين

3- إختبار ميلون


الملاحظة	الأنبوية
تكون راسب بني محمر من أملاح الزئبق لإحتواء الفيروسين علي مجموعة الهيدروكسي فينيل	الفيروسين+ كاشف ميلون
تكون راسب بني محمر من أملاح الزئبق	الفينول+ كاشف ميلون

4 - إختبار الزانثوبروتيك

الملاحظة	الإنبوية
يعطي بالتسخين مركبات النيترو الصفراء التي تعطي اللون البرتقالي بإضافة هيدروكسيد الصوديوم	التریتوفان
عديم اللون	الفينيل الانين
يعطي بالتسخين مركبات النيترو الصفراء التي تعطي اللون البرتقالي بإضافة هيدروكسيد الصوديوم	الفيروسين

4 - إختبار سكاوتشي

الملاحظة و الاستنتاج	الأنبوية
يتكون متراكب أحمر اللون يدل علي مجموعة الجوانيديين الموجودة في حمض الأرجين مع الفا نافنول في وجود الهيوبروميت كامل مؤكسد لذلك يستخدم هذا الاختبار لتمييز الارجنين عن باقية الحمض الأميني	الأرجينين



اختبار النيهيرين



إختبار الزانثوبروتيك

الاختبارات الوصفية للبروتينات**1-ذوبان البروتينات solubility of proteins**

البروتين	نوع البروتين	قابلية الذوبان في الماء البارد	قابلية الذوبان في 1% NaOH
البيومين	بسيط	ذاب	ذاب

2-إختبار البيوريت Biuret test

الأنبوية	الملاحظة و الاستنتاج
البيومين	يعطي متراكبا بنفسجي اللون لانه تفاعل البيروتين مع محلول كبريتات النحاس في وسط قاعدي

3- اثر الاملاح علي ذوبانية البروتين

الانبوية	الملاحظة و الاستنتاج
البيومين + كميات قليلة من ملح كلوريد الصوديوم	يدوب لان التراكيز القليلة من الملح اذابت البروتين و استقراره نتيجة لتجاذب بين ايونات الملح و المجموعات الفعالة في البروتين
البيومين + محلول مشبع من ملح كبريتات الامونيوم	يترسب البروتين لان التراكيز العالية من ايونات الملح تناقص جزئيات البروتين علي الارتباط بجزئيات الماء فيقل استقرار البروتين و يسهل ترسيبه

4-ترسيب البروتينات باملاح المعادن الثقيلة



الانبوية	الملاحظة
البيومين + نترات الفضة	يترسب البروتين بوجود املاح المعادن الثقيلة

5-الترسيب بالاحماض القوية

الملاحظة و الاستنتاج	الانبوبة
يترسب البروتين في كلا الانبوتين	اليومين + حمض النتريك المركز
	اليومين + ثلاثي كلوريد حمض الخليك

6-التقدير الكمي للبروتينات باستخدام طريقة لوري

الامتصاص الضوئي عند الطول الموجي 750 nm	الانبوبة
0	ماء المقطر
0.19	البروتين القياسي 20 mg/ml
0.32	البروتين القياسي 40 mg/ml
0.46	البروتين القياسي 60 mg/ml
0.512	البروتين القياسي 80 mg/ml
0.60	البروتين القياسي 100 mg/ml
0.170	البروتين المجهول
0.175	البروتين المجهول



اختبار بيوريت

الاختبارات العامة و الوصفية للكربوهيدرات 1

1 - اختبار الذوبانية

النتيجة	الماء	الأنبوب
السكريات الاحادية و الثنائية قابلة للذوبان في الماء بخلاف السكريات العديدة لا تذوب في الماء بسبب كبر حجمها الجزيئي و عند ذوبانها فإنها تكون محاليل غروية	يدوب	الجلوكوز
	يدوب	السكروز
	شحيح الذوبان	النشا

2 - اختبار مولش

الملاحظة	الأنبوبة
تكون حلقة بنفسجية اللون بين سطحي الانفصال في كلا الأنبوبتين و بالتالي يهدف الاختبار للتمييز او للتعرف علي وجود الكربوهيدرات	محلول الجلوكوز
	محلول الريبوز

3 - اختبار بندكت (اختبار اختزالي في وسط قاعدي)

الملاحظة	الأنبوبة
تكون راسب أحمر برتقالي نتيجة ان مركب بندكت يختزل في وجود سكر مختزل (الجلوكوز) الي أكسيد النحاسوز الأحمر حيث يظهر علي شكل راسب أحمر برتقالي بخلاف السكر غير مختزل (السكروز)	محلول الجلوكوز
	محلول السكروز

4 - إختبار بارافويد (إختبار اختزالي في وسط حمضي):


الملاحظة	الإنبوبة
في الوسط الحمضي تتفاعل السكريات الاحادية المختزلة أسرع من السكريات المختزلة الثنائية حيث يكون راسب بلون أحمر طوي لذلك يستخدم كاشف بارافويد للتمييز بين السكريات المختزلة الاحادية و الثنائية	محلول الجلوكوز محلول اللاكتوز

5 - إختبار بايل


الملاحظة و الاستنتاج	الأنبوبة
عند تسخين السكر الخماسي مع حمض الهيدروكلوريك فإنه يكون الفورفورال و الذي بدوره يتفاعل مع الاورسينول ليكون لون اخضر مزرق لذلك يستخدم كاشف بارافويد للتمييز بين السكريات الاحادية الخماسية و السداسية	محلول الجلوكوز محلول الريبوز

6 - إختبار السلفانوف

الملاحظة و الاستنتاج	الأنبوبة
الكميتونات تفقد الماء بسبب تفاعلها مع حمض الهيدروكلوريك و تكون الفورفورال بسهولة كبيرة مقارنة بالالدهيدات و يتفاعل الفورفورال مع الريبوزورسينول ليكون لون احمر قرمزي لذلك يستخدم كاشف السلفانوف للتمييز بين السكريات الاحادية الالدهيدية و الكميتونية	محلول الجلوكوز



اختبار بندکت



اختبار بايل

الملاحظة	الابوية
لم يتغير لون المحلول	جلوكوز
لم يتغير لون المحلول	المالتوز
يتكون لون أزرق	النشا

2- التحلل المائي للسكروز:

السكروز سكر ثنائي و هو عبارة عن ارتباط ما بين الجلوكوز و الفركتوز و لا توجد لديه مجموعة الكربونيل حرة لذلك هو سكر غير مختزل لا يعطي نتيجة ايجابية مع كاشف بندكت إلا بعد أن يتحلل السكر الى مكوناته (جلوكوز+فركتوز)

اختبار بندكت

يكشف عن وجود الجلوكوز بعد تحلل السكروز ← نلاحظ تكون راسب أحمر برتقالي الى اخضر لان الجلوكوز سكر مختزل.

اختبار سلفانوف

يكشف عن وجود الفركتوز بعد تحلل السكروز ← نلاحظ تكون لون أحمر داكن لأن الفركتوز سكر سداسي كيتوني.

3- التحلل المائي للنشا:

يستخدم هذا الاختبار عن طبيعة السكر المكون لجزيئ النشا و ذلك بالتحلل المائي في وسط حمضي حيث يتكون الجلوكوز الذي يعتبر سكر مختزل بخلاف النشا لا يختزل محلول بندكت

اختبار بندكت


يكشف عن وجود الجلوكوز بعد تحلل النشا ← نلاحظ تكون راسب أحمر برتقالي الى اخضر لان الجلوكوز سكر مختزل.

اختبار اليود

ايضا يكشف عن وجود الجلوكوز بعد تحلل النشا ← نلاحظ انه لم يتغير لون المحلول هذا يدل ان النشا تحلل الى الجلوكوز.



التحلل المائي للسكروز : اختبار بندكت و سلفانوف



التحلل المائي للنشا: اختبار بندكت و اختبار اليود

1- اختبار النوبانية

المشاهدة	الانبوبة
لم يذب تكون طبقتين منفصلتين	ماء + زيت الزيتون
ذاب لان الكلور فورم غير قطبي	كلور فورم + زيت زيتون

2- اختبار التصبن

وضعنا زيت الزيتون + هيدروكسيد الصوديوم الكحولي

اغلي المحلول لمدة 3 دقائق و بعدها يتكون الصابون

نضيف 30 ml من الماء و يتكون لدينا رغوة يستخدم محلول الصابون في التجارب التالية .

3- اختبار فصل الصابون من المحلول بالتمليح

المشاهدة	الانبوبة
عند التشبع ينفصل الصابون علي صورة غير دائبة و يطفو فوق السطح	محلول الصابون + كلوريد الصوديوم الصلب

4- اختبار تحضير الاحماض الدهنية من الصابون


المشاهدة	الانبوبة
يتحلل الصابون الي الاحماض الدهنية علي صورة حرة غير دائبة في الماء	محلول الصابون + HCL + حمام ثلجي

5- اختبار تكوين املاح الاحماض الدهنية الغير ذائبة

المشاهدة	الانبوبة
تكون راسب نتيجة ايونات الكالسيوم و المغنسيوم تعمل علي ترسيب الصابون وتجعلة غير ذائب في الماء فيصعب تكون رغوة	محلول الصابون + كلوريد الكالسيوم
	محلول الصابون + كلوريد المغنسيوم

6- اختبار خلات النحاس

المشاهدة	الانبوبة
لا يتفاعل خلات النحاس مع الزيوت	زيت زيتون + ايثر البترولي + خلات النحاس
تكون طبقتين و يمكن استخلاص الملح النحاسي	حمض الاوليك + ايثر البترولي + خلات النحاس
تكون راسب مزرق مومج و بالتالي لايمكن استخلاص الملح النحاسي	حمض الاستيارك + ايثر البترولي + خلات النحاس




اختبار الذوبانية للدهون



اختبار التصبن



اختبار تحضير الاحماض الدهنية من الصابون



اختبار خلات النحاس

الإنزيمات

a) Enzymatic Activity

Incubation Time (min)	Colour intensity(-, +,++ or +++)		
	Tube A	Tube B	Tube C
0	+	-	-
5	++	-	-
10	+++	-	-
15	+++	-	-
20	+++	-	-
25	+++	-	-

b) Chemical Nature of Polyphenol Oxidase

Tube	Treatment	Colour intensity
A	Control	++
B	Trypsin	-
C	TCA	-
D	phenylthiourea	-

c) Substrate Specificity

Substrate	Colour intensity
Catechol	+++
Phenol	-
Hydroquinone	+

d) Temperature and Enzymatic Activity

Temperature	Colour intensity
0 °C	-
37 °C	+++
70 °C	-