



معمل المراجعة- الكشف عن مركب عضوي مجهول

معمل المراجعة: الكشف عن مركب عضوي مجهول – المواد السائلة.


المواد قيد الدراسة:

Cyclohexane, Cyclohexene, Benzene, Toluene, Ethanol, Isopropanol, *tert*-butanol, Phenol, Formaldehyde, Acetaldehyde, Benzaldehyde, Acetone, Aniline, Nitrobenzene, Acetic acid.





حالة (هـ)	حالة (د)	حالة (ج)		حالة (ب)
Aniline	Phenol	Formaldehyde, Acetaldehyde.		Formic acid, Acetic acid .
التفاعل مع HNO_2	اختبار FeCl_3	اختبار 30% NaOH		اختبار $\text{conc H}_2\text{SO}_4$
محلول اصفر شفاف	لون بنفسجي	لا يعطي راسب	راسب راتنجي اصفر	فوران شديد
aniline	phenol	formaldehyde	acetaldehyde	رائحة الخل دون فوران
- اختبار FeCl_3	-	- اختبار خاص بـ Formaldehyde		- التفاعل مع HgCl_2 (خاص بـ Formic acid)
1مل من المجهول + dil HCl + 0.5مل من FeCl_3 تسخين	-	1مل من المجهول + salicylic acid + قطرات من $\text{conc H}_2\text{SO}_4$		عمل محلول متعادل (المجهول + NH_4OH مخفف) ثم يسخن في حمام مائي لمدة 5 دقائق ثم اضافة 0.5 مل HgCl_2 و التسخين
لون اخضر أو ازرق مخضر aniline	-	لون احمر قرمزي Formaldehyde		راسب ابيض Formic acid
+ باقي تجارب الامينات.	+ باقي تجارب الفينولات .	+ باقي تجارب الالدهيدات و الكيتونات.		+ باقي تجارب الاحماض الكربوكسيلية.



كيفية إجراء التجارب

(١) الذوبانية (في الماء و NaOH و HCl):

إذا كانت المادة سائلة: 1 ml من المادة المجهول + 1 ml من الكاشف مع الرج بشدة و لاحظي ما يحدث.
إذا كانت المادة صلبة: كمية بسيطة جداً من المادة المجهول + 1 ml من الكاشف مع الرج بشدة و لاحظي ما يحدث.

(٢) اختبار قوة الحمضية (كربونات الصوديوم او بيكربونات الصوديوم):

إذا كانت المادة سائلة: 1 ml من المادة المجهولة توضع في الحمام المائي للتدفئة ثم توضع ملعقة من كربونات الصوديوم.
إذا كانت المادة صلبة: 1 ml من محلول بيكربونات الصوديوم توضع في الحمام المائي للتدفئة ثم توضع كمية من المادة المجهولة.

(٣) التفاعل مع Br_2/CCl_4 :

1 ml من المادة المجهولة + قطرات من Br_2/CCl_4 مع الرج و لاحظي ما يحدث.
إذا لم يحدث تفاعل عرضية لضوء الشمس لدقيقة واحدة و لاحظي ما يحدث.
إذا لم يحدث تفاعل يضاف كمية قليلة من برادة الحديد مع التسخين في حمام مائي.

(٤) تفاعل الأوكسدة بـ $KMnO_4$: 1 ml من المادة المجهولة + 0.5 ml من NaOH + قطرات من $KMnO_4$ مع الرج بشدة و التسخين في الحمام المائي و لاحظي ما يحدث.

(٥) تفاعل النيترة: 1 ml من المجهول + خمس قطرات من خليط النيترة (HNO_3 / H_2SO_4) بالإضافة تكون قطرة قطرة + حجر الغليان + الرج مع التسخين على حمام مائي لمدة 10 min ثم يسكب الخليط على كأس يحتوي على 20 ml من الماء المقطر و لاحظي النتيجة.

(٦) كاشف لوكاس ($HCl/ ZnCl_2$): 1 ml من المجهول + 1 ml من الكاشف و لاحظي النتيجة .

(٧) اختبار اليودوفورم: 1 ml من المجهول + 1 ml من هيدروكسيد الصوديوم 5-10% يتم تدفئتها على حمام مائي ثم يضاف إليها كمية من اليود مع الرج جيداً حتى تتكون عكارة صفراء أو بيضاء مصفرة.

(٨) التفاعل مع $FeCl_3$: 1 ml من المجهول + 2 ml من الماء + 1-2 نقطة من $FeCl_3$ و لكن يجب مراعاة التالي:

- إذا المادة المجهولة صلبة فإنها تذوب في الإيثانول.
- إذا كان من المحتمل ان تكون المادة المجهولة أمين يتم أخذ قطرة من الامين و تذاب في HCl قبل إضافة الكاشف.
- إذا كان من المحتمل أن تكون المادة المجهولة حمض كربوكسيلي (ماعدا Salicylic acid) فإنه يجب عمل محلول متعادل كما هو موضح

طريقة تحضير المحلول المتعادل:

1ml أو 1gm من المادة في كأس مع ورقة تباع شمس حمراء + dil.NH₄OH حوالي 10ml (تضاف تدريجياً حتى تتحول ورقة تباع الشمس إلى اللون الأزرق ثم نتوقف عن الإضافة) ثم نسخن على لهب حتى تختفي رائحة الأمونيا أي تقريباً حتى يجف الكأس (المهم لا يحترق) وحينها ترجع ورق تباع الشمس إلى اللون الأحمر وهذا المتكون هو الملح (ملح الأمونيا للحمض) ثم نبرد الكأس ونضع قليل من الماء المقطر وبذلك نكون قد حصلنا على المحلول المتعادل للحمض.

(٩) التفاعل مع ماء البروم (Br_2/H_2O): 1 ml من المادة المجهولة + قطرات من Br_2/H_2O مع الرج بشدة و لاحظي ما يحدث

(١٠) التفاعل مع 2,4-DNPH: 1 ml من المادة المجهولة + 1 ml من الكاشف 2,4-DNPH.

١١) اختبار تولن: يتم تحضير الكاشف عن طريق إضافة قطرتين من $AgNO_3$ في أنبوبة + قطرات من 10% NaOH حتى يتكون راسب اسود ثم يذاب هذا الراسب بالأمونيا NH_4OH مع الرج حتى يختفي اللون الأسود تماماً. في أنبوبة أخرى أضيفي 1 ml من المجهول + 1 ml من الكاشف مع التسخين على حمام مائي.

١٢) اختبار فهلنج: 1 ml من خليط فهلنج (A+B) + 1 ml من المادة المجهولة ثم سخني في حمام مائي

١٣) اختبار Na-nitro prusside : نأخذ انبويتين الأولى نأخذ بلورة من الكاشف وتذوب في الماء، والأخرى توضع فيها المادة المجهولة + 10% NaOH ثم نضيف الأنبوبة الأولى على الثانية.

١٤) التفاعل مع حمض النيتروزو: كمية قليلة من المجهول (نقطة واحدة) + تذوب تماماً في 10% HCl + خمس قطرات $NaNO_2$ نقطة نقطة إلى أن يحدث فوران بسيط ويظهر محلول لونه اصفر رائق وهو ملح الديازونيوم (وتتم إضافة نيتريت الصوديوم والأنبوبة في الحمام الثلجي).

أ - تكوين صبغة الأزو: نأخذ انبويتين الأولى فيها ملح الديازونيوم والأخرى فيها β -Naphthole (مذاب في 10% NaOH) ثم نضيف الأنبوبة الأولى على الثانية فيعطي لون أحمر طوبي زاهي.

ب - التحلل المائي: 1 ml من ملح الديازونيوم + ماء والتسخين على الحمام المائي : يعطي رائحة فينول.

ج - التفاعل مع كلوريد القصدير في وجود هيدروكسيد الصوديوم: نأخذ كمية قليلة من كلوريد القصدير $(SnCl_2)$ + 1 ml من 10% NaOH راسب ابيض جيلاتيني من تكون $(Sn(OH)_2)$ يذاب الراسب بإضافة زيادة من 10% NaOH حتى نحصل على (Na_2SnO_2) وهو Sodium stannite الذي يوضع على 1 ml من ملح الديازونيوم مع التسخين على الحمام المائي فنشم رائحة البنزين واللون بني.

١٥) الاختزال بواسطة $Fe(OH)_2$: كمية قليلة من $Fe(OH)_2$ + 1ml من هيدروكسيد الصوديوم الكحولي (يحضر من 1 ml من الايثانول + 10% NaOH) ثم يرج لفترة طويلة وبشدة ثم تؤخذ الرشاحة (الجزء الصافي) + 1 ml من المركب المجهول مع التسخين على الحمام المائي لاحظي النتيجة.

١٦) الاختزال بواسطة HCl/Zn : مل من المركب المجهول + 1 ml HCl في وجود Zn مع التسخين على الحمام المائي لاحظي النتيجة.

الاختبارات الخاصة بالمجاميع الوظيفية قيد الدراسة:

أولاً- الهيدروكربونات:

الهيدروكربونات الاليفاتية و الهيدروكربونات الاروماتية		
1	الذوبانية (في الماء و NaOH و HCl).	4
2	اختبار قوة الحمضية للمركبات ذات الصفة الحمضية.	5
3	التفاعل مع الهالوجين Br ₂ /CCl ₄ .	
	تفاعل الأوكسدة KMnO ₄ (اختبار باير).	
	تفاعل النيترة	

ثانياً- الكحولات و الفينولات:

الكحولات		الفينولات	
1	الذوبانية (في الماء و NaOH و HCl).	الذوبانية (في الماء و NaOH و HCl).	
2	اختبار قوة الحمضية للمركبات ذات الصفة الحمضية.	اختبار قوة الحمضية للمركبات ذات الصفة الحمضية.	
3	كاشف لوكاس.	التفاعل مع FeCl ₃ .	
4	الأوكسدة بـ KMnO ₄ .	التفاعل مع ماء البروم (Br ₂ /H ₂ O).	
5	اختبار اليودوفورم.		

ثالثاً- الالدهيدات و الكيتونات:

الالدهيدات و الكيتونات		
1	الذوبانية (في الماء و NaOH و HCl)	4
2	اختبار قوة الحمضية للمركبات ذات الصفة الحمضية.	5
3	التفاعل مع 2,4-DNPH.	6
	كاشف تولن.	
	كاشف فهلنج.	
	اليودوفورم.	

رابعاً- الأمينات و أملاحها و مركبات النيترو:

الأمينات		مركبات النيترو	
1	الذوبانية (في الماء و NaOH و HCl).		
2	اختبار قوة الحمضية للمركبات ذات الصفة الحمضية.		
3	التفاعل مع FeCl ₃ .	الاختزال بـ Fe(OH) ₂ .	
4	التفاعل مع حمض النيتروزو.	الاختزال بـ HCl/ Zn.	
	أ - تكوين صبة الازو.		
	ب - التحلل المائي لملاح الديازونيوم.		
	ت - التفاعل مع كلوريد القصدير.		

خامساً- الأحماض الكربوكسيلية:

الأحماض الكربوكسيلية		
1	الذوبانية (في الماء و NaOH و HCl)	3
2	اختبار قوة الحمضية للمركبات ذات الصفة الحمضية.	4
	التفاعل مع FeCl ₃ .	
	الاسترة	