

خطوات استخلاص الحمض النووي الـ DNA من النبات بطريقة CTAB

و تفاعل البلمرة المتسلسل

الأدوات

تفاعل البلمرة المتسلسل	طعم استخلاص DNA	عينة بذور
مصاصات دقيقة بملحقاتها	نيتروجين سائل	هاون و مدقة
أنابيب دقيقة	الإيثانول المطلق (الثلج البارد) 70 % من الإيثانول (الثلج البارد)	أنابيب دقيقة
جهاز pcr	7.5 ام امونيوم أسيتات (او) 7.5 M خلات الصوديوم)	جهاز طرد مركزي
	كلوروفورم: ايزو اميل الكحول (1 :24)	حمام مائي 55م
	الماء معقم	مصاصات دقيقة عدة أحجام بملحقاتها
	TE puffer	O.D كيوفيت كرستال اوزجاج
	محلول منظم CTAB buffer	جهاز قياس الطيف الضوئي
		spectrophotometer

خطوات العمل

- 1- طحن ٢٠٠ ملغم من البذور النباتية (بوجود النيتروجين السائل) ومن ثم إضافة ٥٠٠ ميكرو لتر من محلول منظم CTAB.
- 2- ينقل الخليط لأنبوبة صغيرة ثم يحضن في حمام مائي ٥٥ درجة مئوية لمدة 15 دقيقة
- 3- بعد التحضين تنقل لطردي المركزي في جهاز الطرد المركزي ١٢٠٠٠ دورة/دقيقة لمدة ٥ دقائق.
- 4- ينقل الرائق إلى أنابيب طرد مركزي دقيقة ولكل أنبوبة يضاف ٢٥٠ ميكرو لتر من خليط الكلوروفورم او (الكلوروفورم : كحول الايزواميل) .
- 5- يخلط بالتقليب إلى أن يتكون مستحلب, ثم يطرد بالطرد المركزي ١٣٠٠٠ دورة/دقيقة لمدة دقيقة.
- 6- تنقل الطبقة المائية العليا فقط إلى أنبوبة نظيفة ويضاف لها ٥٠ ميكرو لتر من خللات الصوديوم و مباشرة ٥٠٠ ميكرو لتر من الكحول الايثيلي المطلق المبرد.
- 7- تقلب الأنابيب عدة مرات بخفه لترسيب الحامض النووي دون تكسيره و عندها يمكن رؤية الراسب الخيطي للحمض النووي. (او يمكن وضع الانابيب لمدة ساعة في ثلج -20م بعد إضافة الكحول السابق) لترسيب DNA

8- لغسل الحمض النووي يرسب باستخدام طرد مركزي ثم يتخلص من الطبقة الرائقة ويضاف 500 ميكرو لتر من الكحول الايثيلي الثلجي ٧٠٪ وتقلب الأنبوبة بخفه وتعاد هذه الخطوة بالطرد المركزي ١٣٠٠٠ دورة/دقيقه لمدة دقيقه حتى يتكون الراسب ابيض في قاع الأنبوبة.

9- يتم التخلص من الرائق ويترك راسب الحامض النووي ليحجف بالهواء (١٥ دقيقة تقريبا) تتم العملية في كابينة عزل معقمة, نتخلص بهذه الخطوة من الكحول.

10- يعاد إذابة الحمض النووي في الماء المقطر او TE puffer.

11- في حال توفر إنزيم Rnase (١٠ ميكروغرام/مل) يضاف إلى الماء قبل إذابة محلول الحمض النووي DNA في الماء (١٠ ميكرو لتر /مل من الماء)

12- يتم تقدير نقاوة الحمض باستخدام spectrophotometer

12- تخزين العينة من الحمض النووي DNA في تجميد العميق . للأسبوع القادم بحول الله

هناك العديد من الطرق المستعملة لقياس نقاوة DNA في العينة منها:

جهاز المطياف الضوئي spectrophotometer

تقاس نقاوة الأحماض النووية عند طول موجي 260 و280

= 260 مقسمة على 280 وتسجل القراءة

طريقة العمل:

(1) يصفر الجهاز بواسطة المحلول المنظم المستخدم في حفظ محلول الاحماض النووية المرسب بوضع 1 مل منه لوحده في cuvette.

(2) تغسل الكيوفيت بالماء المقطر وتوضع 1 مل من محلول الاحماض النووية المراد قياسه وتقاس الامتصاصية على 280 ثم تقاس على 260.

(3) لمعرفة تقدير نقاوة الـDNA في المحلول تطبق المعادلة :

تقدير نقاوة الـDNA

$$\text{Purity of DNA} = \frac{\text{O.D}_{260}}{\text{O.D}_{280}} \geq 1.8$$

أي تحسب امتصاصية عينة الـDNA عند الطول الموجي 260 نانوميتر ثم تحسب الامتصاصية للعينة نفسها عند الطول الموجي 280 نانوميتر وبعد قسمة الامتصاصية الاولى على الثانية يجب ان يكون الناتج اكبر من او يساوي 1.8 واذا كان اقل فهذا يعني ان العينة غير نقية وتحتاج تنقية او اعادة استخلاص.

التجربة الثانية : تفاعل البلمرة المتسلسل (مضاعفة قطع DNA بجهاز PCR)

PCR مكونات محلول التفاعل : يتم إضافة المكونات التالية في أنبوبة خاصة بجهاز pcr

الكمية بالميكروليتر (x1)	محلول التفاعل
1.7µl	Distiller water ماء مقطر
2.5µl	PCR Buffer محلول منظم
2 µl	dNTP القواعد النيروجينية
0.6 µl	Forward primer البادئ الأمامي
µl0.6	Reverse primer البادئ الخلفي
2 µl	DNA عينة الحمض
0.3 µl	Taqpolymerse الانزيم القاطع
µl25	Total volume المجموع

نوع تسلسل البادئ المستخدم Primers

Forward 5-GGTAAGGCTACCACTTGCAT-3

Reverse 5-CTACTAACGCTTGGCTGGCA-3

برنامج التفاعل

استخدام جهاز الترموسايكلر , وقد طبق البرنامج التالي للـ pcr وهو برنامج مشابه لبرنامج (Nagaraju cl al,2002) مع التعديلات التالية :

STEPS	TM درجة الحرارة	TIME الوقت
1- Initial denaturation step	94c	1min
2-Denaturation step	94c	30 sec
3- Annealing step	48c	40 sec
4-Extension step	72c	40sec
5-Final extension	72c	5min
6-Chilling	4c	

تكرار الخطوات من 35(4-2) دورة , بعد انتهاء الـ 35 دورة تتم الخطوتين 6,5 وقبل التحميل على هلام الاجاروز تجرى المعاملة الحرارية في الجهاز كالتالي :

7-Bands dispersal	75	3min
8- Chilling (cooling)	4	2min