

« تعين تركيز البروتين الخلوي وتعريفه بالفصل الكهربائي »

مقرر البيولوجيا الجزيئية

٢٥١ حذق

العام الجامعي ١٤٣٥-١٤٣٦ هـ

1

« تعيين تركيز البروتين الخلوي وتعريفه بالفصل الكهربائي »

○ يتم تعريف ودراسة البروتينات المختلفة في الخلية باستخدام طريقة SDS-PAGE

○ PAGE from

(Poly Achrelamyde Gel Electrophoresis)

المرجع: Lamli (1970)



الأدوات:

- مزرعة سائلة بكتيريا نقيه *E. coli* أو أي بكتيريا سالبة الجرام عمرها ٢٤ ساعة على بيئة LB ومزرعة خميره نقيه عمرها ٢٤ ساعة على بيئة دكستروز البطاطس او تشابكس دو كس .
- ديتول وقطن وكبريت للتعقيم.
- ٠,١ عياري من محلول الفوسفات المنظم (Phosphate buffer) (140mM NaCl; 2.7mM KCL; 10mM Na₂HPO₄;) (1.8mM KH₂PO₄; pH 7.3 (PBS)
- ١٠% من Ammonium persulfate (NH₄)₂S₂O₈
- جهاز الطرد المركزي على البارد ٤° م
- الإيثانول ٩٠% MeOH



الأدوات:

- حمض orthophosphoric acid بتركيز ٨٥%
- الماء المقطر DDW.
- صبغة الكوماسين الأزرق Coomassie Brilliant Blue G-250 dye
- وعاء قاتم (معتم) أو ورق مغطى بالقصدير لحفظ المحلول Bradford Reagent.
- جليسرول
- Bromophenol blue
- جليسين Glycin
- مادة SDS (sodium dodecyl sulphate)
- مادة Tetramethylethylenediamine (TMEDA or TEMED $(\text{CH}_3)_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{N}(\text{CH}_3)_2$)



الأدوات:

- مادة Tris base
- كحول ميثانول methanol
- حمض الخليك acetic acid
- حمض الخليك الثلجي glacial acetic acid
- حمض الكربوكسيل الثلاثي (also TCA Trichloroacetic **acid** known as trichloroethanoic **acid**)
- أسيتون مثلج Chilled acetone
- ماصات دقيقة (١ ميكرو لتر - ١٠٠ ميكرو لتر)
- نهايات الماصات الدقيقة بحجمين صغير (أصفر) وكبير (أزرق). / قفازات / حاويات للتخلص من النهايات المستخدمة.



الأدوات:

- أكريلاميد 30% Acrylamide
- بروتين ماركر (Protein ladder marker)
- ورق ترشيح رقم ١ Whatman filter paper no.1
- هيدروكسيد الصوديوم NaOH (٠,١ عياري)
- حمام ثلجي
- حمام مائي ١٠٠ °م.
- جهاز الرج vortex mixer
- جهاز الطرد المركزي الدقيق Cooling Microfuge.



طريقة العمل:

أولاً: استخلاص البروتين:

- توضع أنبوبة Eppendorf سعة ٢ مل في حمام ثلجي.
- ينقل ١,٥ مل من المزرعة الى انبوبة ٢مل ثم ترسب بالطرد المركزي ثم تعاد الى الحمام الثلجي.
- يضاف الى الراسب ١,٥ مل من المحلول المنظم (الفوسفات ١,٠ عياري) ٧ يرسب بالطرد المركزي البارد ٤°م بسرعة ١٠,٠٠٠ لفة/دقيقة لمدة ١٠ دقائق.
- يقسم الرائق الى قسمين، يستخدم احدهما لتقدير البروتين في العينه بطريقة برادفورد والآخر يستخدم للتحميل على جيل الفصل الكهربائي SDS-PAGE او ال-western blotting.

مبدأ عمل BRADFORD ASSAY:

سميت تيماً بالعالم Bradford (١٩٧٦).

يعتمد على درجة امتصاص صبغة الكوماسين (لونها بني محمر في الوسط الحمضي) التي تتحول إلى صورة كيميائية ذات لون أزرق (في الوسط القاعدي) أي عند ارتباطها مع البروتين (المراد قياسه في العينه) لتعطي مركب متأين معقد شديد الثبات.

خلال تكون هذا المركب المعقد يحدث تكوين لنوعين من الروابط:

- ١- في الشكل ذو اللون الأحمر من الصبغة تفقد الكاتيون حر وينتقل إلى المجموعات القابلة للتأين في البروتين مما يغير من طبيعة البروتين ويحولها إلى صورة كارهة للماء.
- ٢- يرتبط الجزء الكاره للماء في التركيب المعقد للبروتين أيونياً مع المنطقة غير القطبية من الصبغة.

تزيد قوة الرابطة الأيونية بزيادة الارتباط مع البروتين مما يزيد ثبات اللون الأزرق للصبغة ولهذا فكمية المركب المعقد الذي يتكون في المحلول (العينه) يعد مقياساً لتركيز البروتين ويمكن تحديده بقرءة الكثافة الضوئية للمحلول.

تمتص الرابطة بين البروتين والصبغة الأشعة الضوئية عند الطول الموجي ٥٩٥ نانومتر. أما جزيئات الصبغة الغير مرتبطة فتعطي لون أخضر أو أحمر.




طريقة العمل: أ- تحضير المحاليل:

تحضير محلول برادفورد 5X Bradford's Reagent

- يخلط ٥٠ مل من الإيثانول ٩٠% مع ١٠٠ مل من حمض orthophosphoric acid بتركيز ٨٥%.
- يضاف ١٠٠ ملجم من صبغة الكوماسين الأزرق Coomassie Brilliant Blue G-250 dye إلى الخليط ثم يكمل الحجم النهائي إلى ١ لتر من الماء المقطر DDW.
- يتم ترشيح المحلول في ورق ترشيح رقم ١ Whatman filter paper no.1. يتخذ لون أحمر داكن وله درجة حموضة 0.01 - pH.
- يجب تحضيره بعيداً عن الضوء المباشر ويحفظ في زجاجة معتمه او دورق مغلف بالقصدير عند ٤ °م.
- عند الاستخدام يجي تخفيفه بنسبة ٤:١ (1X) باستخدام الماء المقطر DDW فيصبح لونه بني عند 1.1 pH.



على اليمين أنبوبة تحتوي على صبغة الكوماسين (لون بني أحمر)
وعلى اليسار الصبغة ذاتها مضافاً إليها انزيم LYSOZYME (لون
أزرق)




أمل الغمامي
٢٠١٤



أولاً: تقدير تركيز البروتين الخلوي باستخدام BRADFORD'S REAGENT

- يعالج الرائق المتبقي بإضافة حجم مماثل من حمض TCA (تركيز ١٠%)
(ويرسب الخليط بالطرد المركزي على سرعة ٥٠٠٠ لفة/دقيقة لمدة ١٠ دقائق.
- يرسب مره أخرى بالطرد المركزي ٣٣٠٠ لفة/دقيقة لمدة ١٠ دقائق.
- نتخلص من الرائق، ويغسل الراسب في الأسيتون المثلج ثم يذاب في ١ مل من هيدروكسيد الصوديوم ٠،١ عياري من NaOH.

أولاً: تقدير تركيز البروتين الخلوي باستخدام BRADFORD'S REAGENT






تحضير المنحنى القياسي BSA وتقدير تركيز العينة BOVINE SERUM ALBUMIN STANDARD CURVE

- يتم تحضير عدة تركيزات من BSA بحجم ١ مل.
- تحضر خمس تركيزات ٠ ، ١٠ ، ٢٠ ، ٣٠ ، ٤٠ و ٥٠ ميكروجرام /مل.
- يضاف لأنابيب Quartz cuvette (سعة ١,٤ مل):
 - ٠,٢ مل من محلول برادفورد
 - ٠,٨ مل من العينة أو التركيز القياسي
- تغطى بالبارافيلم وتقلب وتترك ليتم التفاعل ثم تقاس عند ٥٩٥ نانومتر ويرسم خط قياسي بين نقطتين على الأقل لعلاقة بين الكثافة الضوئية O.D. و تركيز البروتين القياسي وبالمقارنة يتم تحديد تركيز البروتين في العينة.

تحضير المنحنى القياسي BSA وتقدير تركيز العينة

BOVINE SERUM ALBUMIN STANDARD CURVE



٢٠١٤
ثانياً: تعريف البروتين الخلوي

باستخدام الفصل الكهربائي SDS-PAGE .

طريقة العمل: أ- تحضير المحاليل:


○ المحلول المنظم للعيينة:

○ يحضر بإضافة ٢,٥ مل من ١ عياري من Tris HCl (pH=6.8) إلى ١ جم من SDS و ٢,٥ مل من β -mercaptophenol ثم يكمل الحجم النهائي إلى ٤٠ مل باستخدام الماء المقطر DDW.

○ صبغة العينة:

○ تحضر بإذابة ٥ جم من البروموفينول الأزرق في ٥,٨ مل من الجليسرول ويكمل الحجم إلى ١٠ مل بإضافة ١٠ مل من الماء المقطر منزوع الأيونات DDW.






طريقة العمل: أولاً: تحضير المحاليل:

- المحلول المنظم للجيل Electrode buffer:
- يحضر بإذابة ٣ جم من Tris base و ٤٢,٤٢ جم من الجليسين و ١ جم من SDS ويكمل الحجم الى ١٠٠٠ مل من الماء DDW.
- محلول صبغ الجل:
- يحضر بإذابة ١ جم من صبغة الكوماسين الازرق Coomassie brilliant blue R لخليط من ١٨٠ مل من الميثانول مع ١٨٠ مل من الماء DDW و ٤٠ مل من حمض الخليك.
- محلول ازالة صبغ الجل:
- يحضر بخلط ١٠٠ مل من حمض الخليك الثلجي الى ٤٠٠ مل من الميثانول MeOH و ٤٠٠ مل من الماء DDW. يتم خلط المزيج جيداً قبل استخدام المقلب المغناطيسي magnetic stirrer.





طريقة العمل: أولاً: تحضير المحاليل:


- تحضير محلول الجيل:
- باستخدام ١٢% من محلول A و ٤% من محلول B

المادة	محلول A (ml)	محلول B (ml)
H2O	9.90	6.80
30% Acrylamide	12.00	1.70
1.5 M Tris (pH 8.8)	7.50	-
1.0 M Tris (pH 6)	-	1.25
10% SDS	0.40	0.10
10% APS	0.40	0.10
TEMED	0.016	0.12


ثانياً: تعريف البروتين الخلوي باستخدام الفصل الكهربائي

○ طريقة العمل:

- بعد صب محاليل الجل A و B في صندوق الفصل، وبعد ان يتصلب، يضاف حجم مماثل من بروتين العينة في كل عين well.
- يضاف ايضا الماركر في عين اخرى لنفس الجل
- ن يترك البروتين ليجري في الجل لمدة ١٠ ساعات ، حيث تعتبر الصبغة الزرقاء هي صبغة التتبع tracking dye.
- عندما تصل الصبغة الى قاعدة الجيل يتم فصل التيار الكهربائي.
- ينقل الجل الى محلول الصبغ لمدة ٨ ساعات ، بعدها ينقل الجل الى محلول نازع الصبغة وينقل منه الى آخر حتى يتحول خلفية الجل الى لون شفاف وتصبح اشربة bands البروتين مرئية.
- يتم مقارنة الوزن الجزيئي للبروتينات المفصولة بالمقارنه مع البروتين معلوم التركيز marker المستخدم



المعمل الفيلاديني
٢٠١٤



الفصل الكهربائي للبروتين SDS-PAGE باستخدام


SDS-Polyacrylamide Gel Electrophoresis

SDS-PAGE(POLYACRYLAMIDE GEL ELECTROPHORESIS)


- من أهم تقنيات الأحياء الجزيئية لفصل خليط من البروتينات تبعاً لحجمها.
- من طرق التحليل التي يمكن استخدامه أيضاً لفصل جزيئات الأحماض النووية DNA و RNA.
- جزيئات البروتين مختلفة في الشكل والحجم، ويتم تغيير طبيعتها في البداية.
- ويمكن تغيير الشكل الثانوي والثلاثي والرباعي باستخدام مادة SDS.
- تغطي البروتينات المشحونه بالشحنة السالبة بواسطة الـ SDS.
- وعند تحميل خليط البروتينات في مادة الجل وتعرض للحقل الكهربائي تهاجر البروتينات باتجاه القطب الموجب (الانود anode).
- ثم تفصل بعدها بواسطة الغربلة الجزيئية molecular sieving تبعاً للحجم (الوزن الجزيئي).
- بعد تظهير الجزيئات باستخدام تقنية خاصة لصبغ البروتين وتظهر على شكل أشرطة bands ويمكن معرفة حجم البروتين بمقارنة المسافة التي يقطعها الجزيء على جل الفصل مع أشرطة من الجزيئات البروتينية معلومة الوزن الجزيئي

أولاً: تجميع الأجزاء الخاصة بالفصل الكهربائي (BIO-RAD)


- الأطباق الزجاجية والبلاستيكية
- ترتب على سطح معقم ويوضع الطبق الزجاجي الأطول (يحتوي فاصل) أولاً ويوضع فوقه الطبق الزجاجي الأقصر أعلاه.



- يتم التأكد من تثبيتهما بمحاذاة بعض البعض عند القاعدة بحيث لا تسمح بمرور الماء من قاعدة الطبقتين المترابكتين.
- يتم تثبيت الطبقتين داخل إطار الصب casting frame ، وتثبت باحكام باستخدام الملاقط الجانبية.



يثبت الإطار على الحامل عن طريق الملقط العلوي ثم يصب الجل داخل الفراغ بين الطبقتين الزجاجيين.



○ ثانياً: تحضير الجل :Gel preparation



المادة	Resolving Gel 10%	Stacking Gel 4.5%
الماء DDW	4مل	5.65 مل
خليط الأكريلاميد 30%	3.3مل	1.65 مل
Tris pH 8.8 1.5M	2.5مل	---
1M Tris pH 8.8	---	2.5 مل
SDS 10%	0.1مل	0.1 مل
10% Ammonium persulphate (APS)	0.1مل	0.1 مل
TEMED	0.004مل	0.004 مل

يتم تحضير الجل بنوعيه بدون إضافة المادتين APS و TEMED الا قبل صب الجل بين الطبقتين مباشرة ويخلط جيداً بالتقليب.


- يتم صب محلول الحل resolving حتى الخط الظاهر على الطبق الزجاجي الذي يمكن تحديده بوضع المشط قبل الصب وتحديد خط أسفله بمسافة ١ سم.




- يمكن التخلص من الفقاعات الهوائية بعد الانتهاء من الصب باستخدام طبقة الأيزوبروبانول أو الماء المقطر على سطح الجل حتى مستوى الجل.
- يترك الجل ليتصلب ٢٠ - ٣٠ دقيقة.



- يجهز جل التجميع stacking gel باضافة جميع المحاليل ماعدا مادتي APS و TEMED. ويتم إضافتها قبل الصب مباشرة.
- يجفف الايزوبروبانول باستخدام ورق الترشيح .
- يضاف الجل الثاني stacking gell



- ثم يضاف المشط داخل الفراغ بين الشريحتين .
- يترك ليتصلب لمدة ١٠ دقائق.



تجهيز العينة:

- يخلط البروتين مع المحلول المنظم للعينة بنسبة ٤ : ١
- يسخن الخليط في حمام مائي عند درجة حرارة ٣٧°م لمدة ٣٠ دقيقة.




تحميل العينات في الجل RUNNING THE GEL

- يتم إخراج المشط من داخل الجل بحرص حتى لا تكسر العيون wells .
- ثم يفصل الجل من إطار الصب وتثبت الطبقتين او الشريحتين داخل جهاز الجل، بحيث يكون الطبقة الأقصر للداخل
- إذا كان هناك جل واحد فقط، يتم وضع الطبقة المخصص المتوفر كموازنة للجل المحضر.
- يتم تأمين الطبقتين ويوضعوا داخل الحامل ويقفل بطريقة معينة بالمشابك.
- يوضع الحامل داخل خزان الفصل Bio-Rad tank
- يملأ الفراغ داخل الحامل بمحلول السريان 10X SDS running buffer (pH 8.3)
- يصبح الجل جاهز للاستخدام وتحميل العينات .
- يتم غسل نهاية الماصة بالمحلول المنظم
- يتم تسحب العينة باستخدام الماصة الدقيقة ثم تدخل حتى بضعة ملمترات للعين .well

- يتم توصيل مصدر الطاقة باغلاق الخزان وتوصيل الأقطاب الموجبة والسالبة في أماكنها الصحيحة.
- الأسود للأسود والاحمر للأحمر.
- يتم ضبط التيار على ١٨٠ فولت ويترك السريان لمدة ١ ساعه .
- يتم الانتباه لعدم خروج الصبغة خارج الجل.



رسم توضيحي لعملية سريان العينة (البروتين) داخل الجل





An illustration of an apparatus used for SDS PAGE.

صبغ الجل

- بعد انتهاء وقت السريان، يتم إخراج الحامل من خزان الفصل ثم إخراج الجل من بين أطباق الجل.
- يتم فصل الجل عن الطبقين او الشريحتين الزجاجيتين
- يوضع الجل في محلول الصبغ لمدة ٣٠ دقيقة.
- يتم وضع الجل على جهاز الهز ، في محلول نزع الصبغة لمدة ٨ ساعات أو حتى ظهور الأشرطة bands.
- يتم تقدير الوزن الجزيئي للبروتينات المفصولة تقريبا بالمقارنة مع الأوزان الجزيئية المعلومة protein markers.
- يجب ارتداء القفازات أثناء التعامل مع الجل SDS-PAGE.
- للتأكد من صحة المحاذاة والصب للأطباق الجزازية والفواصل والمشط، يجب ان تكون أطواق الصب نظيفة وجافة تماما.
- يجب اتخاذ الحيطة والحذر عند استخدام الاكريلاميد Acrylamide لانه سم عصبي neurotoxin.

رسم توضيحي لأشرطة البروتين المفصول على الجل SDS-PAGE بعد عملية الصبغ



Polyacrylamide Gel Electrophoresis


Separated Protein Bands

by a protein specific staining technique,

دور مادة (SODIUM DODECYL SULPHATE) SDS

- هي مادة عالية التآين ذات شحنة سالبة
- ترتبط مع بقايا الأحماض الأمينية في جزيئات البروتين وتغطيه بشحنة سالبة.
- تقوم بتشويه (denature) للبروتين في العينة وتجعله في صورة سلاسل تسمى عديد الببتيد poly peptide (ما يسمى بالتركيب الأولي primary structure).
- يلغي الاختلاف في شكل البروتين ويكون طول سلسلة الببتيد الذي يعكس كتلة الجزيء هو وجه المقارنه الوحيد لسريان البروتينات في جل الفصل SDS-PAGE.
- بالتالي يمكن معرفة الكتلة او الوزن الجزيئي بالمقارنة مع بروتينات معلومة الوزن الجزيئي Protein ladder على نفس الجل.

PROTEIN GEL ELECTROPHORESIS METHOD



الصفحة رقم ٢٠١٤







HTTP://WWW.JOVE.COM/SCIENCE-
EDUCATION/5058/SEPARATING-PROTEIN-WITH-SDS-PAGE




http://www.youtube.com/watch?v=EDi_n_0NiF4

<http://www.youtube.com/watch?v=XUjLO-ek2C8>





PAGE of rotavirus proteins stained with Coomassie blue



Silver stained SDS Polyacrylamide gels