


التجربة (04): التقطير البسيط (Simple Distillation)**مقدمة:**

درجة الغليان هي خاصية فيزيائية ثابتة للسوائل و تعرف بأنها درجة الحرارة التي يتساوى عندها الضغط البخاري للمادة مع الضغط الجوي، و تستخدم درجة الغليان للفصل بين السوائل عن طريق عملية تعرف بالتقطير البسيط.

تستخدم طريقة التقطير البسيط للفصل بين السوائل و تنفيتها في المعامل الكيميائية و أيضا في الصناعة، و تعتمد على اختلاف درجات الغليان للسوائل المراد فصلها. حيث يتم تسخين السوائل المراد فصلها أو تنفيتها في دورق موصل بترمومتراً لمراقبة درجة الحرارة و موصل أيضاً بمكثف (عبارة عن أنبوبة يتم تبريدها بواسطة الماء البارد) حيث يتكتف البخار عندما يلامس السطح البارد للمكثف و يتجمع في دورق أو مخبر مدرج لاستقبال السائل النقي و يمكن معرفة السائل من درجة الغليان فمثلاً عند تسخين الماء فإن الماء يغلي عند درجة حرارة 100°C و وبالتالي فإن السائل المختلف عند هذه الدرجة هو الماء.

**الهدف من التجربة:**

- تنقية المواد السائلة من الشوائب أو الفصل بين سائلين على أساس اختلاف درجة الغليان.
- قياس درجة غليان سائل ما (الإيثانول).

خطوات التجربة (Experimental Procedures)

الخطوة	الإجراء
1	<p>ركبي جهاز التقطرir كما في الرسم السابق</p> <p>ملاحظات عند تركيب الجهاز:</p> <ul style="list-style-type: none"> - قبل توصيل القطع الزجاجية ببعضها البعض يجب دهن الأسطح الداخلية لها بكمية قليلة من الفازلين (و ذلك لمنع التحام الزجاج ببعضه عند التسخين). - أن يكون مستودع الزئبق للترموومتر أمام الفتحة الجانبية للمكثف. - يجب التأكد من أن الليلات الموصلة للماء مثبتة بشكل جيد (حتى لا تفتح أثناء التجربة). - أن يكون المكثف في وضع مائل (ليسهل خروج الأبخرة المكثفة و تجمع قطرات بصورة أكفا). - يكون دخول الماء للمكثف من الفتحة السفلية و خروجه من الفتحة العليا (وذلك لتبريد المكثف بصورة أفضل و وبالتالي يتكافف البخار بصورة أفضل إما عند توصيل المكثف بالصورة المعاكسة فإن الماء سيمر بسرعة داخل المكثف نتيجة للاجاذبية الأرضية وبالتالي التبريد والتكتيف لا يتم بصورة جيدة).
2	<p>في الدورق الكروي (spherical flask)، ضعي 25 mL من خليط الماء و الإيثانول (Ethanol) و قليلاً من حجر الغليان (ليساعد على تنظيم عملية الغليان حيث يوزع الحرارة على السائل و يمتص حدة الفوران).</p>
3	<p>اقبقي الماء الموصل بالمضخة (الماء الموصل بالمكثف)</p>
4	<p>شغلي السخان الكهربائي.</p>
5	<p>رافقي الترموومتر و دورق الاستقبال، سحلي درجة الحرارة التي تبدأ عندها عملية التقطرir (درجة الحرارة التي</p>
6	<p>يبدأ عندها نزول قطرات في دورق الاستقبال</p> <p>أغلقي السخان عن الانتهاء و تفكك الجهاز.</p>

النتيجة:

The boiling point for Ethanol = -----