

**التجربة (06): كروماتوجرافي الطبقة الرقيقة (Thin layer chromatography[TLC])****مقدمة:**

تعتبر كروماتوجرافي الطبقة الرقيقة من أسهل وأسرع طرق الفصل والتي تستخدم كمية قليلة من المادة، وتعتمد هذه الطريقة على تجزئة المركب بين طورين


1- الطور الثابت (stationary phase): وهو عبارة عن طبقة رقيقة من مادة شديدة الامتصاص مثل السيليكا جل  $\text{SiO}_2 \times \text{H}_2\text{O}$  و الألومينا  $\text{Al}_2\text{O}_3 \times \text{H}_2\text{O}$  silicea gel مفرودة على شريحة من الزجاج أو الألومونيوم.


2- الطور المتحرك (mobile phase): وهو عبارة عن مذيب عضوي أو أكثر تسرى خلال الطور الثابت.

في عملية TLC يتم وضع نقاط من المادة على أحد أطراف الشريحة بواسطة أنبوبة شعرية و من ثم إدخال الشريحة في علبة زجاجية محكمة الإغلاق تحتوي على المذيب المستخدم كطور متحرك، مع ارتفاع المذيب خلال الشريحة تبدأ المادة بالتحرك خلال الشريحة، وتعتمد سرعة حركة المادة في الشريحة على ارتباط المادة و قوة امتصاصها بالطور الثابت، كلما كان ارتباط المادة بالطور الثابت قوي كلما كانت حركة المادةبطيئة خلال الشريحة. و يتم ترك الشريحة داخل العلبة الزجاجية حتى يصل ارتفاع المذيب إلى ما قبل نهاية الشريحة ومن ثم إخراج الشريحة وتركها حتى تجف ليتم إظهار النقاط بالطرق المناسبة.

**تظهير النقاط بعد الفصل:**

المركبات الملونة لا تحتاج إلى استخدام الكواشف لإظهار نقاطها على شريحة TLC، لكن مع الأسف معظم المركبات العضوية مركبات غير ملونة ولذلك تحتاج إلى استخدام طرق خاصة لإظهارها وجعلها مرئية، من هذه الطرق:

		الطريقة
	بعض المواد تشع تحت لمبة الأشعة فوق البنفسجية معطية ألوان مميزة.	UV lamb
يتم وضع الشريحة بعد الانتهاء من الفصل لعدة دقائق في علبة تحتوي على كمية من اليود و مشبعة ببخاره حيث يتفاعل اليود مع بعض المركبات مكوناً معدنات داكنة.	استخدام اليود	
يعتمد الكاشف على نوع المواد المراد إظهارها حيث يتفاعل الكاشف مع المواد ليعطي لون مميز. في هذه التجربة يستخدم كاشف الفلورسين حيث يعطي لون برتقالي عند تفاعلاته مع المواد المستخدمة.	الكاشف الأخرى	

**عامل الاستبقاء,  $R_f$ :**

المسافة التي يقطعها المركب على شريحة TLC مقسوما على المسافة التي يقطعها المذيب ابتداءً من الخط المرسوم بقلم الرصاص (و ليس من أسفل الشريحة)

عند استخدام نفس النوع من السيليكا ومذيب الطور المتحرك فإن المواد المشابهة تتحرك بنفس السرعة و تقطع نفس المسافة و بالتالي لها نفس قيمة عامل الاستبقاء حتى وإن كانت موجودة في مخلوط.

$$R_f = \frac{\text{The distance a compound has moved up the TLC plate}}{\text{The distance that the solvent front moved}}$$

و عليه فإنه في حال كانت المادة تتحرك بنفس سرعة الطور المتحرك تكون قيمة عامل الاستبقاء تساوي 1 و هي أعلى قيمة ممكنة لعامل الاستبقاء

$$R_f \leq 1$$



و تعتمد قيمة عامل الاستبقاء على كلًا من:



- طبيعة الطور الثابت.
- طبيعة الطور المتحرك.

الهدف من التجربة:

- التعرف على مكونات خليط ما بأقل كمية ممكنة من المادة.
- معرفة مدى نقاوة مادة ما.
- مراقبة اكتمال التفاعل الكيميائي.

**خطوات التجربة (Experimental Procedures)**

الإجراء	الخطوة
تحضير الطور المتحرك (in a covered jar).	1
 <p>يتم وضع المذيب أو المذيبات المناسبة للاستخدام كطور متحرك في علبة زجاجية مغلقة على أن يكون ارتفاعها داخل العلبة منخفض (يكون ارتفاعه أقل من مستوى الخط المرسوم على شريحة TLC).          (تم تجهيز هذه الخطوة من قبل الفنية)</p>	
تحضير شريحة TLC (الطور الثابت).	2
 <p>على شريحة TLC رسمي بواسطة قلم رصاص خطين على بعد 1cm من نهايتي الشريحة (خط البداية و خط النهاية). يجب مراعاة التالي:          - عدم لمس سطح الشريحة المعبأ بالسليكا بواسطة اليد حيث يجب مسكتها من الحواف الخارجية وذلك نظراً لحساسية الشريحة لأي مادة تلامس سطحها.          - عدم استخدام قلم حبر من أي نوع وذلك لذوبان الحبر في المذيبات المستخدمة كطور متحرك.          - عدم الضغط عند رسم الخط بقلم الرصاص لكي لا يحدث تكسر للطور الثابت الموجود على الزجاج.</p>	
 <p>قسمي خط البداية عن طريق وضع ستة نقاط (راعي البعد عن الحافتين) هذه النقاط مقسمة إلى قسمين          - ثلاثة نقاط مخصصة لثلاث مواد معلومة وهي KCl, KBr and KI.          - ثلاثة نقاط مخصصة لثلاث مخاليط كل مخلوط مكون من مادتين من المواد المعلومة.</p> <p>يتم وضع كمية بسيطة جداً من المواد على النقاط الموجودة على الشريحة باستخدام الأنابيب الشعرية (يمكنك تجربة التقليط على الورق قبل الشريحة).          عند وضع النقاط يجب مراعاة أن تكون النقاط صغيرة و لا تفرد على الشريحة و ذلك لمنع تداخل النقاط مع بعضها البعض و ليتم فصلها بصورة جيدة.</p>	

الإجراء	الخطوة
وضع شريحة TLC في الطور المتحرك (الجار)	3
<p>ضع شريحة TLC في العلبة (jar) بهدوء و بدون تحريك العلبة و من ثم أغلقها مع مراعاة عدم تحريك العلبة أو فتحها حتى يصل الطور المتحرك إلى خط النهاية.</p> <p>ستلاحظين ارتفاع المذيب ( الطور المتحرك ) خلال الشريحة حاملاً معه المواد ( يتغير مكان النقاط على الشريحة ) حيث تتحرك المواد مع المذيب بسرعات مختلفة حسب قطبيتها وارتباطها بالطور الثابت.</p> <p>سرعة المواد على شريحة TLC تعتمد على ارتباط المواد بالطور الثابت ( السيليكا ) و ذوبانيتها في الطور المتحرك، كلما كانت المركبات أكثر قطبية كلما ارتبطت بالسيليكا أكثر وبالتالي تكون حركتها بطيئة على الشريحة. و كلما كانت ذوبانية المواد في الطور المتحرك عالية كلما كانت حركتها سريعة على شريحة TLC.</p> 	
<p>عند وصول الطور المتحرك إلى خط النهاية ( المرسوم مسبقاً ) اخرجي الشريحة من العلبة و اتركيها لمدة دقيقتين حتى تجف.</p> <p>ملاحظة: ستكون النقاط غير مرئية ( شفافة ) و لا ظهر لها يتم استخدام الكاشف.</p> 	
تطهير النقاط بواسطة الكاشف	4
استخدمي البخاخ المحتوي على كاشف الفلورسين لوضع الكاشف على الشريحة. لاحظي ظهور النقاط في الشريحة.	
أحسبي قيمة عامل الاستبقاء $R_f$ للمركبات القياسية و المخالف و حددي مكونات المخالف عن طريق مقارنة قيم $R_f$ للمواد في العينة المجهولة بقيم $R_f$ للمواد القياسية المعلومة	5
$R_f = \frac{\text{The distance a compound has moved up the TLC plate}}{\text{The distance that the solvent front moved}}$	

النتائج:

---



---



---



---



---