



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

251 حدق

الأحياء الجزيئية

حساب تركيز الحمض النووي
DNA

1. التحقق من وجود الحمض النووي DNA في العينة.

2. قياس تركيز ونقاء الحمض النووي.

3. الفصل الكهربائي لعينة الحمض النووي DNA GEL ELECTROPHORESIS

قياس تركيز ونقاء الحمض النووي

▶ عند عزل الحمض النووي , نلاحظ أنه قد يحتوي عل العديد من الملوثات ، مثل احتوائه على كميات كبيرة من البروتينات أو الحمض النووي RNA .

▶ هناك إجراءات متعددة يمكن استخدامها لإزالة هذه الملوثات وترك الحمض النووي بشكل نقي .

من طرق تنقية الحمض النووي : ▶

1. التخلص من البروتينات : عن طريق اضافة خليط من

(الفينول : الكلوروفورم : كحول أيزوأميل)

2. ويمكننا التخلص من RNA عن طريق اضافة انزيم الريبونوكليز .

حساب تركيز الحمض النووي DNA باستخدام جهاز الطيف الضوئي SPECTROPHOTOMETER



► **السبكتروفوتومتر** هو جهاز لقياس كمية الضوء للمادة المستعملة عن طريق طول الموجة التي توجه للجهاز.

DNA حساب تركيز الحمض النووي باستخدام جهاز الطيف الضوئي SPECTROPHOTOMETER

1- يحسب درجة الامتصاص عند كل من الأطوال الموجية (نانومتر nm)

230-240-250-260-270-280-290-300

2- نسجل نسبة الأشعة الممتصة والصادرة عن المحلول.

3- يتم عمل منحنى من العلاقة بين محورين السيني يمثل الأطول الموجية والصادي مقدار الأشعة الممتصة.



DNA حساب تركيز الحمض النووي باستخدام جهاز الطيف الضوئي SPECTROPHOTOMETER

التأكد من نقاء الحمض النووي :

- قياس الامتصاص عن الطول الموجي 260 و 280 nm

Concentration of DNA = O.D x 260 x 50 x dilution factor

1000

- وتكون قيمة الناتج 1.7-1.8

- أما إذا كان تركيز DNA خارج هذا المدى لا تكون العينة صالحة ، وهذا يعني عدم ذوبان الحمض النووي أو وجود شوائب مثل البروتينات .



الفصل الكهربائي لعينة
DNA
Gel Electrophoresis بواسطة

الفصل الكهربائي لعينة الحمض النووي DNA

♣ الفصل الكهربائي بواسطة الجل من أكثر التقنيات استعمالاً لتحليل الأحماض النووية والبروتين.

♣ جل الأجاروز يستعمل غالباً لتحضير وتحليل الحمض النووي DNA.

♣ الفصل الكهربائي بواسطة الجل يعمل على فصل الجزيئات على الحركة داخل الجل تحت تأثير المجال الكهربائي.

♣ نستعمل الفصل الكهربائي بواسطة الجل لتحديد النواتج بعد عملية تضخيم الدنا بواسطة تفاعل البلمرة التسلسلي.

DIGESTION OF DNA WITH RESTRICTION ENDONUCLEASES

Digestion of DNA with restriction endonucleases is the first step in many gene manipulation projects.

These enzymes are part of the system that carries out restriction and modification.

It appears that their main role is to protect cells from invasion by foreign DNA's, especially bacteriophage DNA.

Restriction endonucleases recognize specific 4-base (tetramer), 5-base (pentamer), or 6-base (hexamer) sites located on the incoming DNA, and make double-stranded cuts.

The sites are short enough that they can be found randomly in the DNA of any organism, including the organism that produces the restriction endonuclease.

NAMING ENZYMES

There is a uniform system for naming restriction endonucleases and their corresponding *methyl transferases*, based on the genus and species of the source organism, the particular strain or serotype, and the order of discovery.

By convention, the first letter of the genus name and the first two letters of the species name are used to derive the basic enzyme name. Thus *Escherichia coli* yields *Eco* (because genus and species names are italicized, it was originally the custom to italicize the enzyme name [*Eco*] but recent nomenclature recommendations have dispensed with this convention). Then comes a designation, if any, of the particular strain or serotype (sometimes an enzyme is encoded by a plasmid and the plasmid designation is used).

A common REase from *E. coli* comes from an R factor.


NAMING ENZYMES

Finally, a Roman numeral is applied to indicate the order of discovery. Thus the first restriction enzyme from *E. coli* carrying an R factor is Eco R I. Some others are:

- > **HindIII** the third enzyme from *Haemophilus influenzae* strain d
- > **SmaI** the first enzyme *Serratia marcescens*
- > **BamHI** the first enzyme from *Bacillus amyloliquifaciens* strain H
- > **KpnI** the first enzyme from *Klebsiella pneumonia*

• عندما نضع الحمض النووي الدنا في مجال كهربائي فإنه سوف يهاجر أو (يرحل) للقطب الموجب "المصعد".

• جل الأجاروز يستعمل لفصل وتحرك جزيئات الدنا اعتماداً على DNA على حجم الحمض النووي الدنا .



• الحمض النووي الدنا يحمل شحنة سالبة.


Power
مصدر الطاقة

الفراغات بين جل الأجاروز يسمح
DNA بمرور جزيئات الدنا.

صورة من المجهر الإلكتروني
الماسح لجل الأجاروز

(1×1 μm)


→
13



س: كيف سيرحل الدنا بسرعة؟؟؟

اعتماداً على:-

- 1- قوة المجال الكهربائي.
- 2- المحلول الدارئ.
- 3- كثافة جل الأجاروز.
- 4- حجم الحمض النووي الدنا.



• الجزيئات الصغيرة الحجم من الدنا سوف تتحرك بسرعة أكثر من الجزيئات الكبيرة.

DNA Sample

• عينة بها بعض الخلايا المكتسبة

• غمر الخلايا في محلول مغذي على الطبق ، وترك لتتكاثر وتنمو وتتضاعف .

• الخلايا المتجمعة تجمد للاستعمال المستقبلي .
• الـ DNA يكون مكتسب من هذه الخلايا .



إنزيمات القطع RESTRICTION ENZYME



• نستعمل restriction enzyme لتقطيع الحمض النووي DNA إلى أجزاء .



الهضم باستخدام إنزيمات القطع APPLY ENZYME




• عينة الحمض النووي DNA
وإنزيم القطع توضع في الأنبوب .

• تعريض الأنبوبة للهز والدوران
حتى يخلط الحمض النووي DNA
الأنزيم.


التحضير في الحمام المائي WATER BATH



تحضير جل الأجاروز PREPARING THE GEL




• في هذه الأثناء يحضر
الجل ، وذلك باستخدام
مسحوق الـ Agarose.



الصيغة البنائية لجل الأجاروز

جالاكتوز



جالاكتوز منزوع الماء

• الأجاروز عبارة عن متبلر خطي يستخرج من الطحالب البحرية.

• يحضر جل الأجاروز
بواسطة مزج بودرة
الأجاروز مع المحلول
الدارئ.

Flask for boiling ▲
دورق للغليان



Buffer ▶
محلول دارئ

Agarose ▼
بودرة الأجاروز

• خلط المسحوق مع الماء في دورق .





بودرة الأجاروز

المحلول الدارى

نمزج بودرة الأجاروز مع المحلول الدارى باستخدام الدورق مع مراعاة أن يكون الدورق أكبر من الحجم المذاب.


تحضير جل الأجاروز PREPARING THE GEL



• يسخن الدورق في المايكرويف عند الحاجة حتى يذوب المسحوق بالكامل في الماء .

• يصبح المحلول صافي .

غليان الأجاروز




محلول الأجاروز غير ذائب في
درجة حرارة الغرفة.

محلول الأجاروز يصبح صافي
بعد غليانه.

ملاحظة:-

نحرص وننتبه عند عملية الغليان فمحلول الأجاروز سيصبح ساخناً جداً , والزيادة في التسخين ممكن أن يبخر محلول الأجاروز.

أجزاء جهاز الفصل (الرحلان) الكهربائي



Power supply →
مصدر الطاقة

↙ Cover
الغطاء


Gel tank →
حوض
الرحلان

Electrical leads
الوصلات الكهربائية ↓


Casting tray ↗
طبق الرحلان

Gel combs ↗
أمشاط الجل

طبق الرحلان والأمشاط



تحضير جل الأجاروز PREPARING THE GEL




▶ صب الجل السائل في الصندوق الداخلي .

▶ توضع قطعة مثل المشط في الصندوق الداخلي .

▶ يترك الهلام السائل حتى يبرد ويتصلب


(ويمكن استخدام الثلجة) .

▶ عندما يتصلب الجل، هذا المشط يصنع الآبار التي يوضع فيها DNA .




- نلف حواف الطبق بلمصق ثم نضع الأمشاط.
- نضع الطبق على سطح مستوي , مع ملاحظة عدم لمس الأمشاط لسطح طبق الرحلان.


صب الجل



• محلول الأجاروز يجب أن يغمر الأمشاط ولكن ليس كلياً.
• الحرص على إزالة الفقاعات الهوائية الناتجة عن عملية التسخين.



عندما يبرد الأجاروز فإنه سوف يكون جل مرن, وشبه شفاف مقارنةً مع شكله قبل التبريد
أنزع الأمشاط والليصق.






نضع الجل مع الطبق داخل حوض الرحلان الكهربائي.

الجل جاهز للإستخدام

الجل أصبح جاهز. ▶

• يصب الماء في الحاوية .






buffer →
المحلول الدارئ

← Cathode المهبط
(negative)


→ Anode المصعد
(positive)

نصب المحلول الدارئ في حوض الرحلان الكهربائي حتى نغطي سطح الجل،
نتأكد أن المحلول تخلل داخل جميع الفتحات.



► يزال المشط .

تحميل الحمض النووي على الجل PUTTING DNA ON THE GEL



▶ يخلط الـ DNA مع محلول ملون (مشع) حتى يرى تحت الـ U.V .

▶ تدخل عينات الـ DNA إلى الآبار .

▶ وضع محلول يحتوي على قطع من الـ DNA

(called ladder) تستعمل للمقارنة .


original uncut DNA

ladder 1

DNA cut by Hind III


ladder 2

تحميل الجل



- عينة الدنا في الغالب تكون شفافة, لذلك نمزج معها صبغة (3مايكروليتر + 5 مايكروليتر من العينة).
- بحرص شديد أنزل العينة بالماصة الإلكترونية داخل فتحات الجل.

سريان الحمض النووي الجل RUN THE GEL





• وصل التيار الكهربائي .

• بما أن الـ DNA ذو شحنة سالبة فهو يتحرك إلى القطب الموجب من الحاوية .

• والأجزاء الصغيرة تتحرك أسرع .


سريان الجل



- أغطي حوض الرحلان بالغطاء الخاص بالجهاز مع مراعاة أن يكون كل قطب في محله .
- نوصله مصدر الطاقة.
- الدنا سوف يرحل أو يهاجر للقطب الموجب(المصعد) . السلك الأحمر

حركة الحمض النووي DNA FRAGMENTS MOVE


• يوضح لنا المحلول الملون
تحرك الـ DNA في الجل .



Cathode
المهبط
(-)

DNA
(-)
↓

Anode
المصعد
(+)



← Wells الفتحات


← Bromophenol Blue
الصبغة الزرقاء

المشاهدة VIEWING





• مشاهدة
الجل تحت
الـ U.V .

معياري مدرج DNA



الإبقاء على الجل


- بروميد الإيثيديوم يعمل على الارتباط مع الدنا ليساعد على عملية الإشعاع تحت الأشعة فوق بنفسجية.



ملائمة الحظية:-

مادة بروميد الإيثيديوم مادة مسرطنة يجب لبس القفازين والحذر في التعامل معها.

VIEWING




- عينة الـ DNA الأصلي غير المقطع
كونت قطعة كبيرة في البداية
(one big fragment) .
- عينات الـ DNA مع انزيم القطع كونت
العديد من الأجزاء ، أي أن القطع ذات
أحجام مختلفة .
- استخدام السلالم للمقارنة لأنها
تحتوي على الأجزاء المعينة المطلوبة
تترك عملية التحرك في الجل لوقت
طويل حتى نضمن تفرق الـ DNA .

مادة الإيثيديوم تتطلب أشعة فوق بنفسجية حتى يضح الدنا أثناء عملية التصوير.



الجل بعد عملية التصوير



العينات رقم: 1, 4, 6, 7 تظهر بها الحمض النووي الدنا



GOOD LUCK

أ. أمل الغامدي
أ. شروق الشهراني
أ. رنا التركي