





الاختبارات البيوكيميائية IMViC

1



اختبار فوجس بروسكاور

2



التجربة

3




إضاءة

4

# الاختبارات البيوكيميائية IMViC


I

Indole Test




M

Methyl red test




V

Voges-Proskauer test



C



Citrate utilization test



# اختبار فوجس بروسكاور

يجرى هذا الاختبار للكشف عن المركب المتعادل التأثير (acetyl methyl carbinol و الذي يعرف باسم Acetoin) أي أن الاختبار يكشف عن وجود مادة متعادلة، فإن وجدت كان الاختبار موجباً و العكس الصحيح.

في حال أن الميكروب أعطى نتيجة موجبة في هذا الاختبار و نتيجة سالبة في اختبار أحمر الميثيل فإنه يدل على أن الميكروب المراد الكشف عنه عند إنتاجه للأحماض في عملية التخمير يقوم بتكسير بعض هذه الأحماض لتنتج كميات كبيرة من 2,3butanediol ، و هذه المواد الغير حمضية تعمل على عدم خفض قيمة ال PH بالدرجة التي يكشف عنها دليل أحمر الميثيل.



# التحقق من وجود مادة ال Acetoin

لا يوجد ما يدل على وجود مادة 2,3butanediol إلا مادة acetoin لأنها مادة أولية لتكوين 2,3butanediol يمكن التحقق من وجودها باستعمال كاشف باريت و الذي يتكون من  $\alpha$ -naphthol + (KOH)potassium hydroxide، ويتم إضافته إلى مزرعة بعمر ٤٨ ساعة نامية في بيئة مرق الجلوكوز يتم رج الأنبوبة بلطف لزيادة الأوكسجين، تحت هذه الظروف يتم أكسدة acetoin إلى diacetyl، و هذا المركب في وجود  $\alpha$ -naphthol و KOH يعطينا اللون الأحمر أو الوردى للبيئة و هذا يعني أن ال PH يكون متعادلاً



# التجربة:

الأدوات والمواد اللازمة للعمل :

1- أنابيب من بيئة مرق الجلوكوز

2- الأنابيب التي أعطت نتيجة من الاختبار التكميلي

Barritt A(KOH or NaOH)-3

Barritt B( $\alpha$ -naphthol )-4


5- إبر تلقيح

### طريقة العمل:

- 1- تحت ظروف التعقيم يتم تلقيح الأنبوبة الأولى ببكتيريا *E.coli* .
- 2- يتم تلقيح الأنبوبة الثانية بلاقحة من الأنابيب التي أعطت نتيجة من الاختبار التكميلي
- 3- تحضن الأنابيب عند  $37^{\circ}\text{C}$  لمدة ٤٨ ساعة .
- 4- يتم إضافة ١ مل من Barritt A وبضع نقاط من Barritt B مع رج الأنبوبة بلطف و تترك من ٢-٤ ساعات، ثم تفحص النتائج .



# النتيجة:



Work hard in silence, let  
your success be your noise.

Frank Ocean

 @frankocostello

