

Spectrophotometric Determination Of "Mn_{λmax}"

Introduction:

- What is/are:

Electromagnetic Radiation?

Spectrophotometry?

UV-Visible Spectra/Spectrophotometry?

Spectrophotometer?

Wave Length?

λ_{max} ?

Spectroscopy Solutions Conditions?


Reaction between Radiation & Matter?

Absorption & Emission?

Beer-Lambert's Law?

Experiment's aims?

Electromagnetic Radiation:



Electromagnetic Radiation is an electric and magnetic disturbance traveling through space at the speed of light (2.998×10^8 m/s). It contains neither mass nor charge but travels in packets of radiant energy called photons, or quanta.

Examples of EM Radiation include radio waves and microwaves, as well as infrared, ultraviolet, gamma, and x-rays. Some sources of EMR include sources in the cosmos (e.g., the sun and stars), radioactive elements, and manufactured devices. EMR exhibits a dual wave and particle nature.

Spectrophotometry:


It is study of the absorption and emission of light and other radiation by matter, as related to the dependence of these processes on the wavelength of the radiation. More recently, the definition has been expanded to include the study of the interactions between particles such as electrons, protons, and ions, as well as their interaction with other particles as a function of their collision energy.

UV-Visible Spectra/Spectrophotometry:

This spectroscopy is used to obtain the absorbance spectra of a compound in solution or as a solid. What is actually being observed spectroscopically is the absorbance of light energy or electromagnetic radiation, which excites electrons from the ground state to the first singlet excited state of the compound or material. The UV-vis region of energy for the electromagnetic spectrum covers 1.5 - 6.2 eV which relates to a wavelength range of 800 - 200 nm.


Spectrophotometer:

Analytical instruments used to identify the characteristics of materials by measuring the emissions and absorption of electromagnetic spectra.




Wave Length:

The distance at a given instant in time between successive identical points on a wave.



λ_{max} :

The wavelength at which a substance has its strongest photon absorption (highest point along the spectrum's y-axis).



تركي الط
خبيرة تقوية
أسست FTIR & NMR
العنوان: كنية
0114670404



الرئيسية | السيرة الذاتية | المواد

Spectroscopy Solutions Conditions:

- 1- Clear (All).
- 2- Homogeneous (All).
- 3- Colored (Visible).

نسبة اكتمال الموقع

100%


نسبة الانجاز ليس لها علاقة ببدل الحاسب الالى

- اختبارات و تقارن
- التكاليف والمبادرات المجتمعية
- كتب كيميائية
- مذكرات تفاعلية
- صور كيميائية
- برامج كيميائية
- مولدات كيميائية
- مواقع كيميائية
- محاوّل دورية
- النتائج الدراسية
- التكاليف العلمية و الوب
- مولد تعليمية و بحثية

Reaction between Radiation & Matter:

Process	Definition
Attenuation	Removal of radiation from the beam by the matter. Attenuation may occur due to scattering and absorption
Absorption	The taking up of the energy from the beam by the irradiated material. It is absorbed energy, which is important in producing the radiobiological effects in material or soft tissues.
Scattering	refers to a change in the direction of the photons and its contributes to both attenuation and absorption
Transmission	Any photon, which does not suffer the above processes is transmitted.

- المواد الدراسية
- دراسات متقدمة في كيم
 - التدريب على الأجهزة
 - طرق الفصل الكيميائي
 - طرق التحليل الكهربي
 - طرق التحليل الطيفي



الإعلانات

- استئناف الدراسة النظرية وال
- إعداد
- صقل الدراسة النظرية والصلي

حليل الاستخدام: جديد


اتصل بي

Turksu@outlook.com

0114670404


Absorption & Emission:

Absorbance



$$E_{\text{photon}} = \Delta E_{\text{electron}} = E_3 - E_1$$

Emission




$$E_{\text{photon}} = \Delta E_{\text{electron}} = E_3 - E_1$$



الرئيسية السيرة الذاتية

Beer-Lambert's Law:

The Beer-Lambert law states that the quantity of light absorbed by a substance dissolved in a fully transmitting solvent is directly proportional to the concentration of the substance and the path length of the light through the solution.



$$A = \epsilon cl$$

A

Absorbance

ϵ

Molar absorption coefficient

$M^{-1}cm^{-1}$

c

Molar concentration

M

l

optical path length

cm

Experiment's Aims:

Finding $[\lambda_{\text{max}}]$ of an element.

استئناف الدراسة النظرية والعملية عن بعد
تطبيق الدراسة النظرية والعملية
التقييم

تحليل الاستخدام جديد

خدمات

ساعات مكتبية

اتصل بي

5945 تواصل

الخدمات الإلكترونية

عند عدم وجودي في المكتب خلال هذه الساعات، أو عند الحاجة لي خارجها، للتواصل، مهني، غير رسالة جهازي

Turksu@outlook.com

0114670404

Experimental:

1- Prepare 50ml Of [15ppm] (Mn^{7+}) from ($KMnO_4$) using Tab water.

2- Prepare the Blank solution.

3- Move to the next Laboratory and follow the given instructions to find the λ_{max} value of (Mn).

تركي الصالح الخليوي
خبير تقويم




أستاذ (BSc, MSc, DSc, Major in "Instrumental Analysis", Expert & Advanced Major in "Environmental Analysis", Ph.D. in "Environmental Analysis")
العنوان: كلية العلوم - مبنى (5) - الدور الأول - الطابق الشمالي - الحرم الأول - مكنت (110) | الهاتف: 0114670404

Results:

No	λ_{nm}	Absorbance
Blank	800 → 400	0
Sample	800	A ₁
	799	A ₂
	798	A ₃
	797	A ₄
	⋮	A _n
	400	A _n

Calibration Graph:



الإعلانات

استئناف الدرا
إعداد
مطابق الدراسة

دليل الاستخدام

اتصل بي

rksu@outlook.com

0114670404

5045 تواصل